

Medilime[®]



Productcatalogus

Gedistribueerd door:


COBRA MEDICAL

Onze visie

Cobra Medical focust zich sterk op het innoveren en verbeteren van enterale voedingssystemen, om zo het leven van de gebruiker aangenamer te maken. Cobra Medical werkt niet alleen intensief samen met specialisten zoals artsen en verpleegkundigen, maar ook met gebruikers. Op deze manier weten wij het assortiment continu te verbeteren en te verdiepen. Cobra Medical streeft ernaar om voor iedereen het ideale product op de markt te brengen.



Voeding is essentieel

niet alleen om ons lichaam gezond te houden, maar ook om ons te laten groeien en om ons te kunnen genezen. Om diverse medische redenen kan het echter moeilijk zijn om voeding binnen te krijgen. Speciaal voor deze groep mensen hebben Cobra Medical en MediLime nieuwe enterale producten ontwikkeld.

De producten

Cobra Medical levert alle producten die nodig zijn om enteraal te kunnen voeden, zoals neusmaagsondes, Tummy Buttons, gastrotubes, verlengslangen en ENFit spuitjes. Daarnaast leveren wij accessoires als dopjes, opzuigrietjes en connectoren.

De Tummy Button van MediLime en alle bijbehorende accessoires voldoen aan de internationale standaard voor voedingskatheters. Deze (nieuwe) producten bevatten - in tegenstelling tot andere producten - alleen lichaamsvriendelijke materialen en zijn vrij van weekmakers.

Verlengslangen

Door een grote diversiteit aan accessoires, is voor elke gebruiker van de Tummy Button een passende oplossing te vinden.

Medilime verlengslangen kunnen worden aangesloten om voeding en/of medicatie via de Tummy Button te geven.



Medilime verlengslangen zijn gemaakt van de hoogste kwaliteit polyurethaan, zijn beschikbaar met (Large) ENFit, Y-ENFit en bolus aansluiting en zijn universeel voor alle Buttons.

De verlengslangen zijn verkrijgbaar in de lengtes 30 cm en 60 cm (12 inch en 24 inch).



“ Ik ben erg enthousiast, de button heeft een prettige grip bij het aansluiten van de verlengslang of het controleren van de ballon.”

Heleen Voogt is een gepassioneerde verpleegkundig consulent op de afdeling Pediatrische Maag-Lever-Darm van het Academisch Centrum (AMC) in Amsterdam.



Accessoires

Cobra Medical beschikt over een groot assortiment (ENFit) accessoires, waaronder spuiten, connectoren, bottle adapters, schoonmaakborstels en klemmetjes.



Connectoren

Net als bij de Tummy Button, heeft de feedback van eindgebruikers en experts geleid tot de innovatie van onze verlengslangen. Om aan de wensen in verschillende omstandigheden te voldoen biedt Cobra Medical verschillende connectoren aan, zoals:



A close-up photograph of a woman with curly hair, smiling warmly while holding a baby. The woman is wearing a light-colored, textured sweater. The baby is wearing a white onesie with small dark spots. The background is softly blurred, showing a white chair back.

Inhoudsopgave

- 6 MediLime Tummy Button
- 9 MediLime verlengslangen
- 10 MediLime Stoma Meetkatheter
- 11 MediLime Gastrostomiekatheter
- 12 MediLime Jejunale katheter
- 13 Neusmaagsondes
- 15 MediLime ENFit Spuiten
- 16 Accessoires
- 17 Bottle adapters
- 17 ENFit driewegkraan
- 18 Afsluitdopjes
- 18 Connectoren
- 18 Klem
- 19 Stoma plugs
- 19 Drainage zakken
- 20 PH strips
- 20 Schoonmaakborstels
- 22 Notities



“
Our ultimate goal
is to provide
the best product
for everyone.”

“
Making
life easier.”





MediLime Tummy Button

De Tummy Button is een comfortabele oplossing, vanwege het kleine formaat en het feit dat je geen slang hoeft te dragen. We zijn toegewijd om te luisteren naar de eindgebruikers en specialisten en we laten dit zien door onze producten jaar in, jaar uit te innoveren.

Onze kenmerken

De MediLime Tummy Button heeft één doel, en dat is het leven met een voedingsstelsel aangenamer en efficiënter te maken.

- De MediLime Tummy Button bestaat uit zuiver siliconen, is latex- én DEHP-vrij (vrij van weekmakers), met als resultaat dat de huid rondom de gastrostoma er gezond uitziet en er minder irritaties of roodheid voor komt
- De MediLime Tummy Button wordt met een invoergeleider geleverd. Dit kan een handig hulpmiddel zijn bij het plaatsen van de Button als er sprake is van littekenweefsel bij de fistelingang of bij de grotere maten van de Tummy Button
- Een appelvormige ballon verbetert de sluiting van het stomakanaal
- De Button is gebruiksvriendelijk gevormd en voelt comfortabel voor de drager
- De MediLime Tummy Button heeft verschillende ballondiameters (per maat 12Fr t/m 24Fr oplopend van 3ml t/m 8ml inhoud) en is in alle lengtes verkrijgbaar (0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.7, 2.0, 2.3, 2.5, 2.7, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 en 6.0cm).

Inbegrepen accessoires

De Tummy Button wordt geleverd met de volgende accessoires voor een gemakkelijke plaatsing:

- Invoergeleider
- Spuit 10CC
- Glijmiddel 5 gram
- Gaasje





Artikel

Beschrijving

12 French

- 0320-12-0.8-02
- 0320-12-1.0-02
- 0320-12-1.2-02
- 0320-12-1.5-02
- 0320-12-1.7-02
- 0320-12-2.0-02
- 0320-12-2.3-02
- 0320-12-2.5-02
- 0320-12-2.7-02
- 0320-12-3.0-02
- 0320-12-3.5-02
- 0320-12-4.0-02

3ml ballon

- | | | |
|-----------------------|------|-------|
| MediLime Tummy Button | 12Fr | 0,8cm |
| MediLime Tummy Button | 12Fr | 1,0cm |
| MediLime Tummy Button | 12Fr | 1,2cm |
| MediLime Tummy Button | 12Fr | 1,5cm |
| MediLime Tummy Button | 12Fr | 1,7cm |
| MediLime Tummy Button | 12Fr | 2,0cm |
| MediLime Tummy Button | 12Fr | 2,3cm |
| MediLime Tummy Button | 12Fr | 2,5cm |
| MediLime Tummy Button | 12Fr | 2,7cm |
| MediLime Tummy Button | 12Fr | 3,0cm |
| MediLime Tummy Button | 12Fr | 3,5cm |
| MediLime Tummy Button | 12Fr | 4,0cm |

Artikel

Beschrijving

14 French

- 0320-14-0.8-02
- 0320-14-1.0-02
- 0320-14-1.2-02
- 0320-14-1.5-02
- 0320-14-1.7-02
- 0320-14-2.0-02
- 0320-14-2.3-02
- 0320-14-2.5-02
- 0320-14-2.7-02
- 0320-14-3.0-02
- 0320-14-3.5-02
- 0320-14-4.0-02
- 0320-14-4.5-02
- 0320-14-5.0-02
- 0320-14-5.5-02
- 0320-14-6.0-02

4ml ballon

- | | | |
|-----------------------|------|-------|
| MediLime Tummy Button | 14Fr | 0,8cm |
| MediLime Tummy Button | 14Fr | 1,0cm |
| MediLime Tummy Button | 14Fr | 1,2cm |
| MediLime Tummy Button | 14Fr | 1,5cm |
| MediLime Tummy Button | 14Fr | 1,7cm |
| MediLime Tummy Button | 14Fr | 2,0cm |
| MediLime Tummy Button | 14Fr | 2,3cm |
| MediLime Tummy Button | 14Fr | 2,5cm |
| MediLime Tummy Button | 14Fr | 2,7cm |
| MediLime Tummy Button | 14Fr | 3,0cm |
| MediLime Tummy Button | 14Fr | 3,5cm |
| MediLime Tummy Button | 14Fr | 4,0cm |
| MediLime Tummy Button | 14Fr | 4,5cm |
| MediLime Tummy Button | 14Fr | 5,0cm |
| MediLime Tummy Button | 14Fr | 5,5cm |
| MediLime Tummy Button | 14Fr | 6,0cm |

Artikel

Beschrijving

16 French

- 0320-16-0.8-02
- 0320-16-1.0-02
- 0320-16-1.2-02
- 0320-16-1.5-02
- 0320-16-1.7-02
- 0320-16-2.0-02
- 0320-16-2.3-02
- 0320-16-2.5-02
- 0320-16-2.7-02
- 0320-16-3.0-02
- 0320-16-3.5-02
- 0320-16-4.0-02
- 0320-16-4.5-02
- 0320-16-5.0-02

5ml ballon

- | | | |
|-----------------------|------|-------|
| MediLime Tummy Button | 16Fr | 0,8cm |
| MediLime Tummy Button | 16Fr | 1,0cm |
| MediLime Tummy Button | 16Fr | 1,2cm |
| MediLime Tummy Button | 16Fr | 1,5cm |
| MediLime Tummy Button | 16Fr | 1,7cm |
| MediLime Tummy Button | 16Fr | 2,0cm |
| MediLime Tummy Button | 16Fr | 2,3cm |
| MediLime Tummy Button | 16Fr | 2,5cm |
| MediLime Tummy Button | 16Fr | 2,7cm |
| MediLime Tummy Button | 16Fr | 3,0cm |
| MediLime Tummy Button | 16Fr | 3,5cm |
| MediLime Tummy Button | 16Fr | 4,0cm |
| MediLime Tummy Button | 16Fr | 4,5cm |
| MediLime Tummy Button | 16Fr | 5,0cm |

Artikel

Beschrijving

18 French

- 0320-18-1.0-02
- 0320-18-1.2-02
- 0320-18-1.5-02
- 0320-18-1.7-02
- 0320-18-2.0-02
- 0320-18-2.3-02
- 0320-18-2.5-02
- 0320-18-2.7-02
- 0320-18-3.0-02
- 0320-18-3.5-02
- 0320-18-4.0-02
- 0320-18-4.5-02
- 0320-18-5.0-02

5ml ballon

- | | | |
|-----------------------|------|-------|
| MediLime Tummy Button | 18Fr | 1,0cm |
| MediLime Tummy Button | 18Fr | 1,2cm |
| MediLime Tummy Button | 18Fr | 1,5cm |
| MediLime Tummy Button | 18Fr | 1,7cm |
| MediLime Tummy Button | 18Fr | 2,0cm |
| MediLime Tummy Button | 18Fr | 2,3cm |
| MediLime Tummy Button | 18Fr | 2,5cm |
| MediLime Tummy Button | 18Fr | 2,7cm |
| MediLime Tummy Button | 18Fr | 3,0cm |
| MediLime Tummy Button | 18Fr | 3,5cm |
| MediLime Tummy Button | 18Fr | 4,0cm |
| MediLime Tummy Button | 18Fr | 4,5cm |
| MediLime Tummy Button | 18Fr | 5,0cm |

Artikel

Beschrijving

20 French

- 0320-20-0.8-02
- 0320-20-1.0-02
- 0320-20-1.2-02
- 0320-20-1.5-02
- 0320-20-1.7-02
- 0320-20-2.0-02
- 0320-20-2.3-02
- 0320-20-2.5-02
- 0320-20-2.7-02
- 0320-20-3.0-02
- 0320-20-3.5-02
- 0320-20-4.0-02
- 0320-20-4.5-02
- 0320-20-5.0-02

8ml ballon

- | | | |
|-----------------------|------|-------|
| MediLime Tummy Button | 20Fr | 0,8cm |
| MediLime Tummy Button | 20Fr | 1,0cm |
| MediLime Tummy Button | 20Fr | 1,2cm |
| MediLime Tummy Button | 20Fr | 1,5cm |
| MediLime Tummy Button | 20Fr | 1,7cm |
| MediLime Tummy Button | 20Fr | 2,0cm |
| MediLime Tummy Button | 20Fr | 2,3cm |
| MediLime Tummy Button | 20Fr | 2,5cm |
| MediLime Tummy Button | 20Fr | 2,7cm |
| MediLime Tummy Button | 20Fr | 3,0cm |
| MediLime Tummy Button | 20Fr | 3,5cm |
| MediLime Tummy Button | 20Fr | 4,0cm |
| MediLime Tummy Button | 20Fr | 4,5cm |
| MediLime Tummy Button | 20Fr | 5,0cm |

Artikel

Beschrijving

24 French

- 0320-24-1.5-02
- 0320-24-1.7-02
- 0320-24-2.0-02
- 0320-24-2.3-02
- 0320-24-2.5-02
- 0320-24-2.7-02
- 0320-24-3.0-02
- 0320-24-3.5-02
- 0320-24-4.0-02
- 0320-24-4.5-02
- 0320-24-5.0-02

8ml ballon

- | | | |
|-----------------------|------|-------|
| MediLime Tummy Button | 24Fr | 1,5cm |
| MediLime Tummy Button | 24Fr | 1,7cm |
| MediLime Tummy Button | 24Fr | 2,0cm |
| MediLime Tummy Button | 24Fr | 2,3cm |
| MediLime Tummy Button | 24Fr | 2,5cm |
| MediLime Tummy Button | 24Fr | 2,7cm |
| MediLime Tummy Button | 24Fr | 3,0cm |
| MediLime Tummy Button | 24Fr | 3,5cm |
| MediLime Tummy Button | 24Fr | 4,0cm |
| MediLime Tummy Button | 24Fr | 4,5cm |
| MediLime Tummy Button | 24Fr | 5,0cm |

Productkenmerken

Materiaal	Siliconen
DEHP vrij	JA
Latex vrij	JA
Disposable	JA
Steriel	JA
Sterilisatiemethodiek	EO
Zichtbaarheid	RX
Verpakking	Doosje met blister
Type barcode	GS1
Eenheid	Per stuk

MediLime verlengslangen

Cobra Medical levert de MediLime verlengslangen welke gebruikt worden bij het toedienen van enterale voeding en/of medicatie via de Button.

De MediLime verlengslangen zijn universeel te gebruiken voor alle Buttons en zijn verkrijgbaar met (Large) ENFit, Y-ENFit en bolus aansluiting. De verlengslangen zijn gemaakt van de hoogste kwaliteit polyurethaan, zijn latexvrij en bevatten geen weekmakers. De verlengslangen zijn verkrijgbaar in de lengtes 30 cm en 60 cm (12 inch en 24 inch).



- High flow Button connector (ideaal voor gebruik met een voedingspomp)
- Verbeterd materiaal dat sterke medicatie beter weerstaat
- Cobra Medical is de enige leverancier van verlengslangen met de parse connectoren
- Perfect toepasbaar op alle Buttons
- Meer grip voor een gemakkelijke aansluiting

Artikel	Beschrijving		Eenheid	
0328-12	MediLime verlengslang	1. ENFit	30 cm met haakse aansluiting	10 stuks
0328-24	MediLime verlengslang	1. ENFit	60 cm met haakse aansluiting	10 stuks
0329-12	MediLime verlengslang	2. Y-ENFit	30 cm met haakse aansluiting	10 stuks
0329-24	MediLime verlengslang	2. Y-ENFit	60 cm met haakse aansluiting	10 stuks
0324-12	MediLime verlengslang	3. Large ENFit	30 cm met rechte aansluiting	10 stuks
0324-24	MediLime verlengslang	3. Large ENFit	60 cm met rechte aansluiting	10 stuks
0323-12	MediLime verlengslang	4. Bolus	30 cm met rechte aansluiting	10 stuks
0323-24	MediLime verlengslang	4. Bolus	60 cm met rechte aansluiting	10 stuks

Connectoren

Net als bij de Tummy Button zorgt feedback van eindgebruikers en experts voor een continue verbetering van onze verlengslangen. Om aan de wensen in verschillende omstandigheden te voldoen biedt Cobra Medical vier verschillende connectoren aan:

Draaibare connector

MediLime verlengslangen zijn uitgerust met een draaibare connector. De connector draait gescheiden van de buis, waardoor het gemakkelijker aangesloten en losgekoppeld kan worden.



Productkenmerken

Materiaal	Polyurethaan
PHT en BPA vrij	JA
Latex vrij	JA
Disposable	JA
Steriel	NEE
Verpakking	Omdoos met 10 afzonderlijke zakjes
Type barcode	GS1
Eenheid	Per 10 stuks

MediLime Stoma Meet katheter

De MediLime Tummy Stoma Meetkatheter wordt gebruikt om tot een juiste maatvoering van de MediLime Tummy Button te komen. Het stomakanaal wordt met een meetkatheter opgemeten.

Het gebruik van de Stoma Meetkatheter zorgt voor een nauwkeurige Tummy Button plaatsing. We raden ten zeerste aan om de Meetkatheter te gebruiken voor elke (nieuwe) plaatsing van een Button, voor de perfecte pasvorm.

Artikel	Beschrijving	Eenheid
0325-00	MediLime Stoma Meetkatheter	incl. spuit 2 stuks



“

**Our product developers
develop the new products
together with specialists
and end-users.”**

Productkenmerken

Materiaal	Siliconen
PHT en BPA vrij	JA
Latex vrij	JA
Disposable	JA
Steriel	JA
Verpakking	Per twee stuks
Type barcode	GS1

MediLime Gastro- stomie katheter

De MediLime Gastrostomiekatheter met ENFit aansluiting is gemaakt om enterale voeding en medicatie toe te dienen. De Gastrostomiekatheter is gemaakt van zuiver siliconen en is hierdoor huidvriendelijk en soepel. De maat van de sonde en de balloncapaciteit staan duidelijk vermeld op de schacht.



Artikel	Beschrijving				Eenheid
0503-12	MediLime Gastrostomiekatheter	1-weg	met ENFit adapter	12Fr	2 stuks
0503-14	MediLime Gastrostomiekatheter	1-weg	met ENFit adapter	14Fr	2 stuks
0503-16	MediLime Gastrostomiekatheter	1-weg	met ENFit adapter	16Fr	2 stuks
0503-18	MediLime Gastrostomiekatheter	1-weg	met ENFit adapter	18Fr	2 stuks
0503-20	MediLime Gastrostomiekatheter	1-weg	met ENFit adapter	20Fr	2 stuks
0503-22	MediLime Gastrostomiekatheter	1-weg	met ENFit adapter	22Fr	2 stuks
0503-24	MediLime Gastrostomiekatheter	1-weg	met ENFit adapter	24Fr	2 stuks



Productkenmerken

Materiaal	Siliconen
PHT en BPA vrij	JA
Latex vrij	JA
Disposable	JA
Steriel	JA
Verpakking	Per twee stuks
Type barcode	GS1

MediLime Jejunale katheter

De MediLime Jejunale katheter is een hulpmiddel van zuiver siliconen voor het toedienen van enterale voeding in het distale duodenum of jejunum. Het hulpmiddel omvat een enkellumensonde, een huidplaatje met ontluchting en een fixatieballon.



Artikel	Beschrijving	Eenheid			
0701-12	MediLime Jejunale katheter	2-weg	12Fr	5ml	2 stuks
0701-14	MediLime Jejunale katheter	2-weg	14Fr	5ml	2 stuks
0701-16	MediLime Jejunale katheter	2-weg	16Fr	10ml	2 stuks

Productkenmerken

Materiaal	Siliconen
PHT en BPA vrij	JA
Latex vrij	JA
Disposable	JA
Steriel	JA
Verpakking	Per twee stuks
Type barcode	GS1

Neusmaag-sondes

Cobra Medical levert drie soorten neusmaagsondes in verschillende maten en met en zonder voedraden, voor zowel volwassenen als kinderen.

1. Nutricare polyurethaan neusmaag (jejunum) sonde

Steriele neusmaag (jejunum) sondes. Volledig radiopaque door witte kleur. De sonde heeft een male ENFit connector (ISO 80369-3) met een paarse afsluitdop voor de neusmaagsondes en met een blauwe afsluitdop voor de jejunale sondes. De sondes beschikken over een voedraad. In elke verpakking is een fixatie pleister toegevoegd. De sondes beschikken over een gesloten tip aan het distale uiteinde.



- In verschillende maten (6Fr t/m 16Fr) en lengtes (50cm t/m 120cm)
- Volledig radiopaque
- Duidelijke cm verdeling
- Voedraad
- Inclusief fixatie pleister
- Male ENFit connector
- 2 niet tegenover elkaar liggende uitgangen
- Aantal sondes verkrijgbaar met 4 uitgangen zonder voedraad
- Gesloten tip
- 2 neus-jejunumsondes van 8Fr of 10Fr

Productkenmerken

Materiaal	Polyurethaan
DEHP en BPA vrij	JA
Latex vrij	JA
Gebruik	Tot 90 dagen
Verpakking	Per vijf stuks




2. Nutricare polyurethaan neusmaagsondes voor kinderen

Steriele neusmaagsondes gemaakt van polyurethaan met een strip die radiopaque is, een duidelijke cm markering en een male ENFit connector (ISO 80369-3). In elke verpakking is een fixatie pleister toegevoegd.

- In verschillende maten (4Fr t/m 10Fr) en lengtes (50cm t/m 125cm)
- Radiopaque strip
- Duidelijke cm verdeling
- Inclusief fixatie pleister
- Male ENFit connector
- 2 niet tegenover elkaar liggende uitgangen

Productkenmerken

Materiaal	Polyurethaan
DEHP en BPA vrij	JA
Latex vrij	JA
Gebruik	Tot 90 dagen
Verpakking	Per 25 stuks



3. Nutricare Flo neusmaagsondes

Nutricare Flo is een voedingssonde van polyurethaan met een open distale tip met duidelijke cm verdeling. Deze sonde beschikt over een male ENFit connector (ISO 80369-3)

- In verschillende maten (4Fr t/m 12Fr) en lengtes (40cm t/m 125cm)
- Radiopaque strip
- Duidelijke cm verdeling
- Inclusief fixatie pleister
- Male ENFit connector
- 2 niet tegenover elkaar liggende uitgangen
- Open afgeronde distale tip

- **Het open einde voorkomt opeenhoping van voeding in de tip**
- **Minder kans op bacteriële kolonisatie**

Productkenmerken

Materiaal	Polyurethaan
DEHP en BPA vrij	JA
Latex vrij	JA
Gebruik	Tot 30 dagen
Verpakking	Per 25 stuks



MediLime ENFit spuiten

Cobra Medical beschikt over een compleet assortiment aan voedingsspuiten met een ENFit connector. Deze spuiten zijn eenvoudig aan te sluiten op andere ENFit producten. Het is aan te raden om voor een juiste dosering gebruik te maken van MediLime bottle adapters.

Artikel	Beschrijving	Eenheid
0909-010	MediLime ENFit spuit 1ml, lage dosering, met vleugels	100 stuks
0909-030	MediLime ENFit spuit 3ml, lage dosering, met vleugels	100 stuks
0909-050	MediLime ENFit spuit 5ml, lage dosering	100 stuks
0909-10	MediLime ENFit spuit 10ml	100 stuks
0909-20	MediLime ENFit spuit 20ml	50 stuks
0909-60	MediLime ENFit spuit 60ml	30 stuks



Productkenmerken

Aansluiting	ENFit
DEHP vrij	JA
Latex vrij	JA
Disposable	JA
Steriel	JA
Verpakking	Omdoos met blister verpakkingen
Eenheid	Verschilt per maat



Accessoires

Cobra Medical levert een groot aantal (ENFit) accessoires ten behoeve van het toedienen van enterale voeding en medicatie via de voedingssonde. Het assortiment bestaat onder andere uit bottle adapters, connectoren, afsluitdopjes, opzuigrietjes en klemmetjes.

Cobra Medical is continu bezig met het optimaliseren van haar assortiment en streeft ernaar om voor iedereen het ideale product op de markt te brengen.

Bottle adapters

Om medicatie op te zuigen, wordt gebruik gemaakt van een bottle adapter. Dit is een dop die in de medicatiefles wordt geplaatst, waardoor met behulp van een ENFit spuit de medicatie eruit gezogen kan worden.

De MediLime bottle adapters zijn beschikbaar in verschillende diameters voor de verschillende maten medicatieflessen.

Artikel	Beschrijving	Eenheid
 BAISO-05	MediLime ENFit bottle adapter 0 met afsluitbare tip ø 8mm - 10mm	100 stuks
 BAISO1	MediLime ENFit bottle adapter 1 ø 12mm - 15mm	100 stuks
 BAISO2	MediLime ENFit bottle adapter 2 ø 14mm - 16.5mm	100 stuks
 BAISO3	MediLime ENFit bottle adapter 3 ø 17mm - 20.5mm	100 stuks
 BAISO35	MediLime ENFit bottle adapter 3.5 ø 19mm - 23mm	100 stuks
 BAISO4	MediLime ENFit bottle adapter 4 ø 24mm - 26mm	100 stuks
 A140	MediLime ENFit stepped bottle adapter ø 10mm - 26.5mm	30 stuks

ENFit drieweg kraan

Met de MediLime ENFit driewegskraan kunnen drie ENFit producten tegelijkertijd met elkaar worden gekoppeld. Gemaakt van tritaan, waardoor deze beter bestand is tegen medicatie.

Artikel	Beschrijving	Eenheid
0800-20	MediLime ENFit driewegkraan	20 stuks



Afsluit dopjes





Cobra Medical levert verschillende afsluitdopjes, zowel voor ENFit spuiten als verlengslangen.

Artikel	Beschrijving	Eenheid
 0910-01	MediLime afsluitdop Steriel, afzonderlijk verpakt	100 stuks
 0910-10	MediLime sealing cap Steriel, per 10 stuks verpakt	100 stuks
 C00579	MediLime ENFit female afsluitdop	30 stuks

Connectoren

Cobra Medical beschikt over een groot aantal connectoren.


Met een connector kunnen producten met verschillende aansluitingen (ENFit/luer lock/bolus) aan elkaar gekoppeld worden.

Artikel	Beschrijving	Eenheid
 10999382	MediLime ENFit female naar luerlock female connector	10 stuks
 10999383	MediLime ENFit male to luerlock female connector	10 stuks
 C00539	MediLime ENFit male naar bolus connector	5 stuks
 F00106-30	MediLime ENFit female naar bolus connector	30 stuks

Klem

De MediLime klem is bedoeld voor het tijdelijk afsluiten van PEG-, Gastrostomiekatheters en verlengslangen.

De klem kan eenvoudig geplaatst worden dankzij de zijopening en is compatibel met sondes t/m 20Fr.

Artikel	Beschrijving	Eenheid
 13020	MediLime klem voor sondes t/m 20Fr	10 stuks



Stoma plugs

Cobra Medical levert de MediLime Stoma plug sets. Deze zijn ontworpen voor gebruik tijdens noodgevallen om te voorkomen dat stoma's sluiten wanneer een Gastrostomiekatheter of Button eruit is gevallen.

Artikel	Beschrijving	Eenheid
ENP-L	MediLime Stoma plug	set 7cm 10,12,14 & 16Fr
ENP-S	MediLime Stoma plug	set 4cm 10,12,14 & 16Fr
ENP-XL	MediLime Stoma plug	set 7cm / 18 & 20Fr



Drainage zakken

MediLime drainage zakken met ENFit aansluiting zijn geschikt voor het hevelen op de maag. De zakken zijn gemaakt van zacht en soepel materiaal en verkrijgbaar in diverse maten.

Artikel	Beschrijving	Eenheid
DBISO-50	MediLime drainage zakken	50ml ENFit
DBISO-250	MediLime drainage zakken	250ml ENFit
DBISO-500	MediLime drainage zakken	500ml ENFit
DBISO-1000	MediLime drainage zakken	1000ml ENFit

PH strips

De MediLime PH strips worden gebruikt om de zuurgraad te meten van het vrijgekomen vocht bij het plaatsen van een Button of neusmaagsonde.



Artikel	Beschrijving	Eenheid
ENTPH	MediLime PH test strips (pH 2-9)	100 stuks
PHX0-6	MediLime PH test strips (pH 0-6)	100 stuks

Schoonmaakborstels

Cobra Medical heeft een reusable en disposable ENFit borsteltje in haar assortiment. De MediLime borsteltjes maken de ENFit connector schoon van voedingsresten en medicatie.

De ENClean schoonmaakborstel is eenvoudig in gebruik en is ontworpen om 30 dagen mee te gaan. Door gebruik te maken van de MediLime ENClean schoonmaakborstel of de MediLime disposable borsteltjes blijft de ENFit connector schoon en kan er hygiënischer worden gevoed.

Artikel	Beschrijving	Eenheid
---------	--------------	---------



0901-03

MediLime EnClean
schoonmaakborstel

3 stuks



ECB-NS

MediLime disposable
schoonmaakborstel

50 stuks

“

Quality of life
for all people.”



Assortiment

Cobra Medical biedt een compleet assortiment Tummy Buttons, verlengslangen, spuiten en connectoren. Cobra Medical is continu bezig het assortiment te optimaliseren en uit te breiden.

Volg Cobra Medical en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. www.cobramedical.com



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 evenly spaced lines that span the width of the page.


Medilime®




 Stavangerweg 21-14

 9723 JC Groningen

 Nederland

 +31 (0)50 528 04 98

 info@cobramedical.com

 www.cobramedical.com