

Medilime[®]



Productcatalogus

Gedistribueerd door:



Onze visie

Cobra Medical focust zich sterk op het innoveren en verbeteren van enterale voedingssystemen, om zo het leven van de gebruiker aangenamer te maken. Cobra Medical werkt niet alleen intensief samen met specialisten zoals artsen en verpleegkundigen, maar ook met gebruikers. Op deze manier weten wij het assortiment continu te verbeteren en te verdiepen. Cobra Medical streeft ernaar om voor iedereen het ideale product op de markt te brengen.



Voeding is essentieel

niet alleen om ons lichaam gezond te houden, maar ook om ons te laten groeien en om ons te kunnen genezen. Om diverse medische redenen kan het echter moeilijk zijn om voeding binnen te krijgen. Speciaal voor deze groep mensen hebben Cobra Medical en MediLime nieuwe enterale producten ontwikkeld.

“ Ik ben erg enthousiast, de button heeft een prettige grip bij het aansluiten van de verlengslang of het controleren van de ballon.”

Heleen Voogt is een gepassioneerde verpleegkundig consultant op de afdeling Pediatrische Maag-Lever-Darm van het Academisch Centrum (AMC) in Amsterdam.



De producten

Cobra Medical levert alle producten die nodig zijn om enteraal te kunnen voeden, zoals neusmaagsondes, Tummy Buttons, gastrotubes, verlengslangen en ENFit spuiten. Daarnaast leveren wij accessoires als dopjes, opzuigrietjes en connectoren.

De Tummy Button van MediLime en alle bijbehorende accessoires voldoen aan de internationale standaard voor voedingskatheters. Deze (nieuwe) producten bevatten - in tegenstelling tot andere producten - alleen lichaamsvriendelijke materialen en zijn vrij van weekmakers.

Verlengslangen

Door een grote diversiteit aan accessoires, is voor elke gebruiker van de Tummy Button een passende oplossing te vinden.



MediLime verlengslangen kunnen worden aangesloten om voeding en/of medicatie via de Tummy Button te geven.

MediLime verlengslangen zijn gemaakt van de hoogste kwaliteit polyurethaan, zijn beschikbaar met (Large) ENFit, Y-ENFit en bolus aansluiting en zijn universeel voor alle Buttons.

De verlengslangen zijn verkrijgbaar in de lengtes 30 cm en 60 cm (12 inch en 24 inch).

Accessoires

Cobra Medical beschikt over een groot assortiment (ENFit) accessoires, waaronder spuiten, connectoren, bottle adapters, schoonmaakborstels en klemmetjes.



Connectoren

Net als bij de Tummy Button, heeft de feedback van eindgebruikers en experts geleid tot de innovatie van onze verlengslangen. Om aan de wensen in verschillende omstandigheden te voldoen biedt Cobra Medical verschillende connectoren aan, zoals:



1 0328- ENFit

2 0329- Y-ENFit

3 0324- Large ENFit

4 0323- Bolus

A photograph of a family of three in a hospital bed. A woman with curly hair is leaning over the bed, smiling at a young child who is lying down and smiling back. A man is sitting on the right side of the bed, also smiling. The child is wearing a white hospital gown. The background is a plain, light-colored wall.

Inhoudsopgave

- 6 MediLime Tummy Button
- 9 MediLime verlengslangen
- 10 MediLime Stoma Meetkatheter
- 10 Enterale voedingsverlengslang
- 11 MediLime Gastrostomiekatheter
- 12 MediLime Jejunaal katheter
- 13 Neusmaagsondes
- 15 MediLime ENFit Spuiten
- 16 Accessoires
- 17 Bottle adapters
- 17 ENFit driewegkraan
- 18 MediLime ENFit opzuigrietjes
- 18 MediLime ENFit opzuignaald
- 19 Afsluitdopjes
- 19 Connectoren
- 19 Klem
- 20 Stoma plugs
- 20 Drainage zakken
- 21 PH strips
- 21 Schoonmaakborstels
- 23 Notities

“
Our ultimate goal
is to provide
the best product
for everyone.”

“ Making
life easier.”



tummy
Button **b**
by MediLine



MediLime Tummy Button

De Tummy Button is een comfortabele oplossing, vanwege het kleine formaat en het feit dat je geen slang hoeft te dragen. We zijn toegewijd om te luisteren naar de eindgebruikers en specialisten en we laten dit zien door onze producten jaar in, jaar uit te innoveren.

Onze kenmerken

De MediLime Tummy Button heeft één doel, en dat is het leven met een voedingssysteem aangenamer en efficiënter te maken.

- De MediLime Tummy Button bestaat uit zuiver siliconen, is latex- én DEHP-vrij (vrij van weekmakers), met als resultaat dat de huid rondom de gastrostoma er gezond uitziet en er minder irritaties of roodheid voor komt
- De MediLime Tummy Button wordt met een invoergeleider geleverd. Dit kan een handig hulpmiddel zijn bij het plaatsen van de Button als er sprake is van littekenweefsel bij de fistelingang of bij de grotere maten van de Tummy Button
- Een appelvormige ballon verbetert de sluiting van het stomakanaal
- De Button is gebruiksvriendelijk gevormd en voelt comfortabel voor de drager
- De MediLime Tummy Button heeft verschillende ballondiameters (per maat 12Fr t/m 24Fr oplopend van 3ml t/m 8ml inhoud) en is in alle lengtes verkrijgbaar (0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.7, 2.0, 2.3, 2.5, 2.7, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 en 6.0cm).

Inbegrepen accessoires

De Tummy Button wordt geleverd met de volgende accessoires voor een gemakkelijke plaatsing:

- Invoergeleider
- Spuit 10CC
- Glijmiddel 5 gram
- Gaasje





| Artikel | Beschrijving |
|------------------|----------------------------------|
| 12 French | 3ml ballon |
| 0320-12-0.8-02 | MediLime Tummy Button 12Fr 0,8cm |
| 0320-12-1.0-02 | MediLime Tummy Button 12Fr 1,0cm |
| 0320-12-1.2-02 | MediLime Tummy Button 12Fr 1,2cm |
| 0320-12-1.5-02 | MediLime Tummy Button 12Fr 1,5cm |
| 0320-12-1.7-02 | MediLime Tummy Button 12Fr 1,7cm |
| 0320-12-2.0-02 | MediLime Tummy Button 12Fr 2,0cm |
| 0320-12-2.3-02 | MediLime Tummy Button 12Fr 2,3cm |
| 0320-12-2.5-02 | MediLime Tummy Button 12Fr 2,5cm |
| 0320-12-2.7-02 | MediLime Tummy Button 12Fr 2,7cm |
| 0320-12-3.0-02 | MediLime Tummy Button 12Fr 3,0cm |
| 0320-12-3.5-02 | MediLime Tummy Button 12Fr 3,5cm |
| 0320-12-4.0-02 | MediLime Tummy Button 12Fr 4,0cm |

| Artikel | Beschrijving |
|------------------|----------------------------------|
| 14 French | 4ml ballon |
| 0320-14-0.8-02 | MediLime Tummy Button 14Fr 0,8cm |
| 0320-14-1.0-02 | MediLime Tummy Button 14Fr 1,0cm |
| 0320-14-1.2-02 | MediLime Tummy Button 14Fr 1,2cm |
| 0320-14-1.5-02 | MediLime Tummy Button 14Fr 1,5cm |
| 0320-14-1.7-02 | MediLime Tummy Button 14Fr 1,7cm |
| 0320-14-2.0-02 | MediLime Tummy Button 14Fr 2,0cm |
| 0320-14-2.3-02 | MediLime Tummy Button 14Fr 2,3cm |
| 0320-14-2.5-02 | MediLime Tummy Button 14Fr 2,5cm |
| 0320-14-2.7-02 | MediLime Tummy Button 14Fr 2,7cm |
| 0320-14-3.0-02 | MediLime Tummy Button 14Fr 3,0cm |
| 0320-14-3.5-02 | MediLime Tummy Button 14Fr 3,5cm |
| 0320-14-4.0-02 | MediLime Tummy Button 14Fr 4,0cm |
| 0320-14-4.5-02 | MediLime Tummy Button 14Fr 4,5cm |
| 0320-14-5.0-02 | MediLime Tummy Button 14Fr 5,0cm |
| 0320-14-5.5-02 | MediLime Tummy Button 14Fr 5,5cm |
| 0320-14-6.0-02 | MediLime Tummy Button 14Fr 6,0cm |

| Artikel | Beschrijving |
|------------------|----------------------------------|
| 16 French | 5ml ballon |
| 0320-16-0.8-02 | MediLime Tummy Button 16Fr 0,8cm |
| 0320-16-1.0-02 | MediLime Tummy Button 16Fr 1,0cm |
| 0320-16-1.2-02 | MediLime Tummy Button 16Fr 1,2cm |
| 0320-16-1.5-02 | MediLime Tummy Button 16Fr 1,5cm |
| 0320-16-1.7-02 | MediLime Tummy Button 16Fr 1,7cm |
| 0320-16-2.0-02 | MediLime Tummy Button 16Fr 2,0cm |
| 0320-16-2.3-02 | MediLime Tummy Button 16Fr 2,3cm |
| 0320-16-2.5-02 | MediLime Tummy Button 16Fr 2,5cm |
| 0320-16-2.7-02 | MediLime Tummy Button 16Fr 2,7cm |
| 0320-16-3.0-02 | MediLime Tummy Button 16Fr 3,0cm |
| 0320-16-3.5-02 | MediLime Tummy Button 16Fr 3,5cm |
| 0320-16-4.0-02 | MediLime Tummy Button 16Fr 4,0cm |
| 0320-16-4.5-02 | MediLime Tummy Button 16Fr 4,5cm |
| 0320-16-5.0-02 | MediLime Tummy Button 16Fr 5,0cm |

| Artikel | Beschrijving |
|------------------|----------------------------------|
| 18 French | 5ml ballon |
| 0320-18-1.0-02 | MediLime Tummy Button 18Fr 1,0cm |
| 0320-18-1.2-02 | MediLime Tummy Button 18Fr 1,2cm |
| 0320-18-1.5-02 | MediLime Tummy Button 18Fr 1,5cm |
| 0320-18-1.7-02 | MediLime Tummy Button 18Fr 1,7cm |
| 0320-18-2.0-02 | MediLime Tummy Button 18Fr 2,0cm |
| 0320-18-2.3-02 | MediLime Tummy Button 18Fr 2,3cm |
| 0320-18-2.5-02 | MediLime Tummy Button 18Fr 2,5cm |
| 0320-18-2.7-02 | MediLime Tummy Button 18Fr 2,7cm |
| 0320-18-3.0-02 | MediLime Tummy Button 18Fr 3,0cm |
| 0320-18-3.5-02 | MediLime Tummy Button 18Fr 3,5cm |
| 0320-18-4.0-02 | MediLime Tummy Button 18Fr 4,0cm |
| 0320-18-4.5-02 | MediLime Tummy Button 18Fr 4,5cm |
| 0320-18-5.0-02 | MediLime Tummy Button 18Fr 5,0cm |

| Artikel | Beschrijving |
|------------------|----------------------------------|
| 20 French | 8ml ballon |
| 0320-20-0.8-02 | MediLime Tummy Button 20Fr 0,8cm |
| 0320-20-1.0-02 | MediLime Tummy Button 20Fr 1,0cm |
| 0320-20-1.2-02 | MediLime Tummy Button 20Fr 1,2cm |
| 0320-20-1.5-02 | MediLime Tummy Button 20Fr 1,5cm |
| 0320-20-1.7-02 | MediLime Tummy Button 20Fr 1,7cm |
| 0320-20-2.0-02 | MediLime Tummy Button 20Fr 2,0cm |
| 0320-20-2.3-02 | MediLime Tummy Button 20Fr 2,3cm |
| 0320-20-2.5-02 | MediLime Tummy Button 20Fr 2,5cm |
| 0320-20-2.7-02 | MediLime Tummy Button 20Fr 2,7cm |
| 0320-20-3.0-02 | MediLime Tummy Button 20Fr 3,0cm |
| 0320-20-3.5-02 | MediLime Tummy Button 20Fr 3,5cm |
| 0320-20-4.0-02 | MediLime Tummy Button 20Fr 4,0cm |
| 0320-20-4.5-02 | MediLime Tummy Button 20Fr 4,5cm |
| 0320-20-5.0-02 | MediLime Tummy Button 20Fr 5,0cm |

| Artikel | Beschrijving |
|------------------|----------------------------------|
| 24 French | 8ml ballon |
| 0320-24-1.5-02 | MediLime Tummy Button 24Fr 1,5cm |
| 0320-24-1.7-02 | MediLime Tummy Button 24Fr 1,7cm |
| 0320-24-2.0-02 | MediLime Tummy Button 24Fr 2,0cm |
| 0320-24-2.3-02 | MediLime Tummy Button 24Fr 2,3cm |
| 0320-24-2.5-02 | MediLime Tummy Button 24Fr 2,5cm |
| 0320-24-2.7-02 | MediLime Tummy Button 24Fr 2,7cm |
| 0320-24-3.0-02 | MediLime Tummy Button 24Fr 3,0cm |
| 0320-24-3.5-02 | MediLime Tummy Button 24Fr 3,5cm |
| 0320-24-4.0-02 | MediLime Tummy Button 24Fr 4,0cm |
| 0320-24-4.5-02 | MediLime Tummy Button 24Fr 4,5cm |
| 0320-24-5.0-02 | MediLime Tummy Button 24Fr 5,0cm |

Productkenmerken

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Materiaal | Siliconen |
| DEHP vrij | JA |
| Latex vrij | JA |
| Disposable | JA |
| Steriel | JA |
| Sterilisatiemethodiek | EO |
| Zichtbaarheid | RX |
| Verpakking | Doosje met blister |
| Type barcode | GS1 |
| Eenheid | Per stuk |

MediLime verlengslangen

Cobra Medical levert de MediLime verlengslangen welke gebruikt worden bij het toedienen van enterale voeding en/of medicatie via de Button.

De MediLime verlengslangen zijn universeel te gebruiken voor alle Buttons en zijn verkrijgbaar met (Large) ENFit, Y-ENFit en bolus aansluiting. De verlengslangen zijn gemaakt van de hoogste kwaliteit polyurethaan, zijn latexvrij en bevatten geen weekmakers. De verlengslangen zijn verkrijgbaar in de lengtes 30 cm en 60 cm (12 inch en 24 inch).



- High flow Button connector (ideaal voor gebruik met een voedingspomp)
- Verbeterd materiaal dat sterke medicatie beter weerstaat
- Cobra Medical is de enige leverancier van verlengslangen met de paarse connectoren
- Perfect toepasbaar op alle Buttons
- Meer grip voor een gemakkelijke aansluiting

| Artikel | Beschrijving | Eenheid |
|---------|-----------------------|----------------|
| 0328-12 | MediLime verlengslang | 1. ENFit |
| 0328-24 | MediLime verlengslang | 1. ENFit |
| 0329-12 | MediLime verlengslang | 2. Y-ENFit |
| 0329-24 | MediLime verlengslang | 2. Y-ENFit |
| 0324-12 | MediLime verlengslang | 3. Large ENFit |
| 0324-24 | MediLime verlengslang | 3. Large ENFit |
| 0323-12 | MediLime verlengslang | 4. Bolus |
| 0323-24 | MediLime verlengslang | 4. Bolus |

Connectoren

Net als bij de Tummy Button zorgt feedback van eindgebruikers en experts voor een continue verbetering van onze verlengslangen. Om aan de wensen in verschillende omstandigheden te voldoen biedt Cobra Medical vier verschillende connectoren aan:



Draaibare connector

MediLime verlengslangen zijn uitgerust met een draaibare connector. De connector draait gescheiden van de buis, waardoor het gemakkelijker aangesloten en losgekoppeld kan worden.

Productkenmerken

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Materiaal | Polyurethaan |
| PHT en BPA vrij | JA |
| Latex vrij | JA |
| Disposable | JA |
| Steriel | NEE |
| Verpakking | Omdoos met 10 afzonderlijke zakjes |
| Type barcode | GS1 |
| Eenheid | Per 10 stuks |

Enterale voedingsverlengslang

De enterale voedingsverlengslang wordt voornamelijk gebruikt om de afstand tussen de voedingssonde en de voedingspomp te verlengen. De enterale voedingsverlengslang is uitgerust met een male- en female ENFit connector.

| Artikel | Beschrijving | | Eenheid |
|-----------------|-------------------------------|-------|----------|
| ESCF.150.ISOSAF | Enterale voedingsverlengslang | 150cm | 25 stuks |



MediLime Stoma Meetkatheter

De MediLime Tummy Stoma Meetkatheter wordt gebruikt om tot een juiste maatvoering van de MediLime Tummy Button te komen. Het stomakanaal wordt met een meetkatheter opgemeten.

Het gebruik van de Stoma Meetkatheter zorgt voor een nauwkeurige Tummy Button plaatsing. We raden ten zeerste aan om de Meetkatheter te gebruiken voor elke (nieuwe) plaatsing van een Button, voor de perfecte pasvorm.

| Artikel | Beschrijving | | Eenheid |
|---------|-----------------------------|-------------|---------|
| 0325-00 | MediLime Stoma Meetkatheter | incl. spuit | 2 stuks |



Productkenmerken

| | |
|-----------------|----------------|
| Materiaal | Siliconen |
| PHT en BPA vrij | JA |
| Latex vrij | JA |
| Disposable | JA |
| Steriel | JA |
| Verpakking | Per twee stuks |
| Type barcode | GS1 |

MediLime Gastrostomie katheter

De MediLime Gastrostomiekatheter met ENFit aansluiting is gemaakt om enterale voeding en medicatie toe te dienen. De Gastrostomiekatheter is gemaakt van zuiver siliconen en is hierdoor huidvriendelijk en soepel. De maat van de sonde en de balloncapaciteit staan duidelijk vermeld op de schacht.



| Artikel | Beschrijving | | | Eenheid | |
|---------|-------------------------------|-------|-------------------|---------|---------|
| 0503-12 | MediLime Gastrostomiekatheter | 1-weg | met ENFit adapter | 12Fr | 2 stuks |
| 0503-14 | MediLime Gastrostomiekatheter | 1-weg | met ENFit adapter | 14Fr | 2 stuks |
| 0503-16 | MediLime Gastrostomiekatheter | 1-weg | met ENFit adapter | 16Fr | 2 stuks |
| 0503-18 | MediLime Gastrostomiekatheter | 1-weg | met ENFit adapter | 18Fr | 2 stuks |
| 0503-20 | MediLime Gastrostomiekatheter | 1-weg | met ENFit adapter | 20Fr | 2 stuks |
| 0503-22 | MediLime Gastrostomiekatheter | 1-weg | met ENFit adapter | 22Fr | 2 stuks |
| 0503-24 | MediLime Gastrostomiekatheter | 1-weg | met ENFit adapter | 24Fr | 2 stuks |



Productkenmerken

| | |
|-----------------|----------------|
| Materiaal | Siliconen |
| PHT en BPA vrij | JA |
| Latex vrij | JA |
| Disposable | JA |
| Steriel | JA |
| Verpakking | Per twee stuks |
| Type barcode | GS1 |

MediLime Jejunale katheter

De MediLime Jejunale katheter is een hulpmiddel van zuiver siliconen voor het toedienen van enterale voeding in het distale duodenum of jejunum. Het hulpmiddel omvat een enkellumensonde, een huidplaatje met ontluuchting en een fixatieballon.



| Artikel | Beschrijving | Eenheid | | | |
|----------------|----------------------------|---------|------|------|---------|
| 103080031280AQ | MediLime Jejunale katheter | 2-weg | 12Fr | 5ml | 2 stuks |
| 103080031480AQ | MediLime Jejunale katheter | 2-weg | 14Fr | 5ml | 2 stuks |
| 103080031680AQ | MediLime Jejunale katheter | 2-weg | 16Fr | 10ml | 2 stuks |

“
Our product developers
develop the new products
together with specialists
and end-users.”

Productkenmerken

| | |
|-----------------|----------------|
| Materiaal | Siliconen |
| PHT en BPA vrij | JA |
| Latex vrij | JA |
| Disposable | JA |
| Steriel | JA |
| Verpakking | Per twee stuks |
| Type barcode | GS1 |

Neusmaag- sondes

Cobra Medical levert drie soorten neusmaagsondes in verschillende maten en met en zonder voerdraaden, voor zowel volwassenen als kinderen.

1. Nutricare polyurethaan neusmaag (jejunum) sonde

Steriele neusmaag (jejunum) sondes. Volledig radiopaque door witte kleur. De sonde heeft een male ENFit connector (ISO 80369-3) met een paarse afsluitdop voor de neusmaagsondes en met een blauwe afsluitdop voor de jejunale sondes. De sondes beschikken over een voerdraad. In elke verpakking is een fixatie pleister toegevoegd. De sondes beschikken over een gesloten tip aan het distale uiteinde.



Unieke Visi-Tip
Volledig radiopaque

- In verschillende maten (6Fr t/m 16Fr) en lengtes (50cm t/m 120cm)
- Volledig radiopaque
- Duidelijke cm verdeling
- Voerdraad
- Inclusief fixatie pleister
- Male ENFit connector
- 2 niet tegenover elkaar liggende uitgangen
- Aantal sondes verkrijgbaar met 4 uitgangen zonder voerdraad
- Gesloten tip
- 2 neus-jejunumsondes van 8Fr of 10Fr

Productkenmerken

| | |
|------------------|----------------|
| Materiaal | Polyurethaan |
| DEHP en BPA vrij | JA |
| Latex vrij | JA |
| Gebruik | Tot 90 dagen |
| Verpakking | Per vijf stuks |




2. Nutricare polyurethaan neusmaagsondes voor kinderen

Steriele neusmaagsondes gemaakt van polyurethaan met een strip die radiopaque is, een duidelijke cm markering en een male ENFit connector (ISO 80369-3). In elke verpakking is een fixatie pleister toegevoegd.

- In verschillende maten (4Fr t/m 10Fr) en lengtes (50cm t/m 125cm)
- Radiopaque strip
- Duidelijke cm verdeling
- Inclusief fixatie pleister
- Male ENFit connector
- 2 niet tegenover elkaar liggende uitgangen

Productkenmerken

| | |
|------------------|--------------|
| Materiaal | Polyurethaan |
| DEHP en BPA vrij | JA |
| Latex vrij | JA |
| Gebruik | Tot 90 dagen |
| Verpakking | Per 25 stuks |



3. Nutricare Flo neusmaagsondes


Nutricare Flo is een voedingssonde van polyurethaan met een open distale tip met duidelijke cm verdeling. Deze sonde beschikt over een male ENFit connector (ISO 80369-3)

- In verschillende maten (4Fr t/m 12Fr) en lengtes (40cm t/m 125cm)
- Radiopaque strip
- Duidelijke cm verdeling
- Inclusief fixatie pleister
- Male ENFit connector
- 2 niet tegenover elkaar liggende uitgangen
- Open afgeronde distale tip

- **Het open einde voorkomt opeenhoping van voeding in de tip**
- **Minder kans op bacteriële kolonisatie**

Productkenmerken

| | |
|------------------|--------------|
| Materiaal | Polyurethaan |
| DEHP en BPA vrij | JA |
| Latex vrij | JA |
| Gebruik | Tot 30 dagen |
| Verpakking | Per 25 stuks |



Open afgeronde distale tip

MediLime ENFit spuiten

Cobra Medical beschikt over een compleet assortiment aan voedingsspuiten met een ENFit connector. Deze spuiten zijn eenvoudig aan te sluiten op andere ENFit producten. Het is aan te raden om voor een juiste dosering gebruik te maken van MediLime bottle adapters.

| Artikel | Beschrijving | Eenheid |
|----------|---|-----------|
| 0909-010 | MediLime ENFit spuit 1ml, lage dosering, met vleugels | 100 stuks |
| 0909-030 | MediLime ENFit spuit 3ml, lage dosering, met vleugels | 100 stuks |
| 0909-050 | MediLime ENFit spuit 5ml, lage dosering | 100 stuks |
| 0909-10 | MediLime ENFit spuit 10ml | 100 stuks |
| 0909-20 | MediLime ENFit spuit 20ml | 50 stuks |
| 0909-60 | MediLime ENFit spuit 60ml | 30 stuks |



Productkenmerken

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Aansluiting | ENFit |
| DEHP vrij | JA |
| Latex vrij | JA |
| Disposable | JA |
| Steriel | JA |
| Verpakking | Omdoos met blister verpakkingen |
| Eenheid | Verschilt per maat |



Accessoires

Cobra Medical levert een groot aantal (ENFit) accessoires ten behoeve van het toedienen van enterale voeding en medicatie via de voedingssonde. Het assortiment bestaat onder andere uit bottle adapters, connectoren, afsluitdopjes, opzuigrietjes en klemmetjes.

Cobra Medical is continu bezig met het optimaliseren van haar assortiment en streeft ernaar om voor iedereen het ideale product op de markt te brengen.

Bottle adapters

Om medicatie op te zuigen, wordt gebruik gemaakt van een bottle adapter. Dit is een dop die in de medicatiefles wordt geplaatst, waardoor met behulp van een ENFit spuit de medicatie eruit gezogen kan worden.

De MediLime bottle adapters zijn beschikbaar in verschillende diameters voor de verschillende maten medicatieflessen.

| Artikel | Beschrijving | Eenheid |
|--|--|-----------|
|  BAISO-05 | MediLime ENFit bottle adapter 0 met afsluitbare tip ø 8mm - 10mm | 100 stuks |
|  BAISO1 | MediLime ENFit bottle adapter 1 ø 12mm - 15mm | 100 stuks |
|  BAISO2 | MediLime ENFit bottle adapter 2 ø 14mm - 16.5mm | 100 stuks |
|  BAISO3 | MediLime ENFit bottle adapter 3 ø 17mm - 20.5mm | 100 stuks |
|  BAISO35 | MediLime ENFit bottle adapter 3.5 ø 19mm - 23mm | 100 stuks |
|  BAISO4 | MediLime ENFit bottle adapter 4 ø 24mm - 26mm | 100 stuks |
|  A140 | MediLime ENFit stepped bottle adapter ø 10mm - 26.5mm | 30 stuks |

ENFit drieweg kraan

Met de MediLime ENFit driewegkraan kunnen drie ENFit producten tegelijkertijd met elkaar worden gekoppeld. Gemaakt van tritaan, waardoor deze beter bestand is tegen medicatie.

| Artikel | Beschrijving | Eenheid |
|---------|-----------------------------|----------|
| 0800-20 | MediLime ENFit driewegkraan | 20 stuks |



MediLime ENFit opzuigrietjes



De MediLime ENFit opzuigrietjes zijn bedoeld om medicatie op te zuigen met behulp van een ENFit spuit.

- Geschikt voor elke maat ampul
- De rietjes zijn 8FR en hebben een buitendiameter van 2.7mm en een binnendiameter van 1.7mm
- Alle rietjes beschikken over een (male) ENFit connector
- Verkrijgbaar in drie lengtes: 50mm, 100mm en 150mm
- DEHP- en latexvrij
- Ergonomische ribbels voor het gemakkelijk aan- en afkoppelen

| Artikel | Beschrijving | Eenheid |
|------------|-----------------------------------|----------|
| MSISO-50P | MediLime ENFit opzuigrietje 50mm | 30 stuks |
| MSISO-100P | MediLime ENFit opzuigrietje 100mm | 30 stuks |
| MSISO-150P | MediLime ENFit opzuigrietje 150mm | 30 stuks |

MediLime ENFit opzuignaald



De MediLime ENFit opzuignaald past op alle ENFit spuiten en kan gebruikt worden voor het opzuigen van medicatie uit bijvoorbeeld ampullen.

- Een 18 Gauge roestvrij stalen naald met een schuine punt om eenvoudig het rubberen membraan van een injectieflacon aan te prikken
- De buitendiameter van de naald is 1.27mm en de binnendiameter is 0.84mm
- Verkrijgbaar in twee lengtes: 38mm en 50mm
- Geassembleerd met een beschermende huls
- 5µm filter voor het vullen vanuit glazen ampullen
- Ergonomische ribbels voor het gemakkelijk aan- en afkoppelen

| Artikel | Beschrijving | Eenheid |
|----------|---------------------------------------|----------|
| FNISO-38 | MediLime ENFit opzuignaald 18G x 38mm | 30 stuks |
| FNISO-50 | MediLime ENFit opzuignaald 18G x 50mm | 30 stuks |

Afsluit dopjes

Cobra Medical levert verschillende afsluitdopjes, zowel voor ENFit spuiten als verlengslangen.

| Artikel | Beschrijving | Eenheid |
|---|---|-----------|
|  0910-01 | MediLime afsluitdop Steriel, afzonderlijk verpakt | 100 stuks |
|  0910-10 | MediLime sealing cap Steriel, per 10 stuks verpakt | 100 stuks |
|  C00579 | MediLime ENFit female afsluitdop | 30 stuks |

Connectoren

Cobra Medical beschikt over een groot aantal connectoren.


Met een connector kunnen producten met verschillende aansluitingen (ENFit/luer lock/bolus) aan elkaar gekoppeld worden.

| Artikel | Beschrijving | Eenheid |
|---|--|----------|
|  10999382 | MediLime ENFit female naar luerlock female connector | 10 stuks |
|  10999383 | MediLime ENFit male to luerlock female connector | 10 stuks |
|  C00539 | MediLime ENFit male naar bolus connector | 5 stuks |
|  F00106-30 | MediLime ENFit female naar bolus connector | 30 stuks |

Klem

De MediLime klem is bedoeld voor het tijdelijk afsluiten van PEG-, Gastrostomiekatheters en verlengslangen.

De klem kan eenvoudig geplaatst worden dankzij de zijopening en is compatibel met sondes t/m 20Fr.

| Artikel | Beschrijving | Eenheid |
|---|------------------------------------|----------|
|  13020 | MediLime klem voor sondes t/m 20Fr | 10 stuks |



Stoma plugs

Cobra Medical levert de MediLime Stoma plug sets. Deze zijn ontworpen voor gebruik tijdens noodgevallen om te voorkomen dat stoma's sluiten wanneer een Gastrostomiekatheter of Button eruit is gevallen.

| Artikel | Beschrijving | Eenheid |
|---------|---------------------|-------------------------|
| ENP-L | MediLime Stoma plug | set 7cm 10,12,14 & 16Fr |
| ENP-S | MediLime Stoma plug | set 4cm 10,12,14 & 16Fr |
| ENP-XL | MediLime Stoma plug | set 7cm / 18 & 20Fr |



Drainage zakken

MediLime drainage zakken met ENFit aansluiting zijn geschikt voor het hevelen op de maag. De zakken zijn gemaakt van zacht en soepel materiaal en verkrijgbaar in diverse maten.

| Artikel | Beschrijving | Eenheid |
|------------|--------------------------|--------------|
| DBISO-50 | MediLime drainage zakken | 50ml ENFit |
| DBISO-250 | MediLime drainage zakken | 250ml ENFit |
| DBISO-500 | MediLime drainage zakken | 500ml ENFit |
| DBISO-1000 | MediLime drainage zakken | 1000ml ENFit |

PH strips

De MediLime PH strips worden gebruikt om de zuurgraad te meten van het vrijgekomen vocht bij het plaatsen van een Button of neusmaagsonde.



| Artikel | Beschrijving | Eenheid |
|---------|----------------------------------|-----------|
| ENTPH | MediLime PH test strips (pH 2-9) | 100 stuks |
| PHX0-6 | MediLime PH test strips (pH 0-6) | 100 stuks |

Schoonmaak borstels

Cobra Medical heeft een reusable en disposable ENFit borsteltje in haar assortiment. De MediLime borsteltjes maken de ENFit connector schoon van voedingsresten en medicatie.

De ENClean schoonmaakborstel is eenvoudig in gebruik en is ontworpen om 30 dagen mee te gaan. Door gebruik te maken van de MediLime ENClean schoonmaakborstel of de MediLime disposable borsteltjes blijft de ENFit connector schoon en kan er hygiënischer worden gevoed.

| Artikel | Beschrijving | Eenheid |
|---------|--------------|---------|
|---------|--------------|---------|



0901-03

MediLime EnClean
schoonmaakborstel

3 stuks



ECB-NS

MediLime disposable
schoonmaakborstel

50 stuks


Medilime[®]



 Stavangerweg 21-14

 9723 JC Groningen

 Nederland

 +31 (0)50 528 04 98

 info@cobramedical.com

 www.cobramedical.com