



Innovaties, service en troubleshooting voedingskatheters

Marco Kropman – Cobra Medical



COBRA MEDICAL



25 JAAR



Medilime®

Visie


Wij denken al 25 jaar mee met de gebruikers en kijken door de bril van de gebruikers. Dit zorgt er voor dat we snel kunnen aansluiten bij hun behoeftes en wensen.

Onder gebruikers verstaan we de patiënten maar ook de verpleegkundigen en artsen. Belangrijkste daarbij is om goed te luisteren. Op deze manier proberen wij het leven van de gebruiker aangenamer te maken.



Doelen


- Verkoop
 - Scholing/congressen
 - Ondersteuning/service
 - Luisteren
 - Groen
-
- Innovatie!



Neus-maagsonde



PEG



MediLime G-tubes



Product of *Medilime*®





Product of **Medilime®**



USP's G-tubes

- Helder siliconen
- Enkele ENFit aansluiting
- Per maat kleurcodering
- Klem (handzaam)
- Uniek huidplaatje (huidvriendelijk en patiëntvriendelijk)

MediLime Tummy Button



tummy
Button **b**

Product of *Medilime*®

 **COBRA MEDICAL**



tummy
Button **b**

Product of **Medilime®**


COBRA MEDICAL

USP's MediLime Tummy Button



- Helder hoogwaardig siliconen
- Appel vormige ballon
- Inhoud van de ballon geprint
- Met balloninhoud lengtemaat aanpassen
- Gekantelde ballonpoort
- Paars = voeding
- Minimale verpakking
- Strekker in de verpakking



Appel

vs

Peer



Maatvoering Tummy Button



MediLime Meetkatheter

- Artikelcode 0325-00
- Per 2 verpakt
- Meten in liggende en zittende positie



MediLime verlengslangen





0328-
ENFit



0329-
Y-ENFit



0324-
Large ENFit



0323-
Bolus



Product of *Medilime*[®]

 **COBRA MEDICAL**



- High flow verlengslang

USP's verlengslangen

- Hoogwaardig Polyurethaan
- Latexvrij
- Geen weekmakers
- 2 verschillende lengtes 30 cm (12 inch) 60 cm (24 inch)
- High flow connector
- Toepasbaar op alle buttons
- Swiffle connector (draait gescheiden van de buis)
- Materiaal weerstaat sterke medicatie beter
- 4 soorten koppelingen (ENFit, Y-ENFit, Bolus, Large ENFit)
- Per 10 stuks/doos



ENFit


- Standaard aansluiting in o.a. België en Nederland
- Alle producten MediLime ENFit compatable zonder koppelstukjes
- Schoonmaakborstels voor ENFit



Problemen en oplossingen



Problemen en oplossingen




Lekkage langs de button

- Probleem is de lengte, andere diameter is geen oplossing
- Extern plaatje van de G-tube of de PEG zit te los
- Soms erg complex doordat er meerdere oorzaken tegelijkertijd kunnen zijn




Huidproblemen

- Te veel druk op de huid
 - Lekkage
 - Allergie
-
- Heel veel verschillende verbandmaterialen
 - Maatvoering



Lengte van de button

- Gewichtsverandering
- Verandering in anatomie (operatie, scoliose)
- Meetkatheter
- Appelvormige ballon



Problemen rondom medicatie

- Kan het materiaal beschadigen
- Kan verstopping veroorzaken



Vragen over verlengslangen

- Gebruik van de verkeerde set
- Men gebruikt het op de verkeerde manier
- Pompvoeding, bolus voeding, blended feeding



Blended feeding

- Welke CH gebruiken
- Welke verlengslang gebruiken
- Blender



ENFit vragen

- Verkeerde connectie (koppelstukjes)
- Zit vast door voeding/medicatie



Vragen?