

Medilime[®]



Productcatalogus

Gedistribueerd door:


COBRA MEDICAL

Onze visie

Cobra Medical focust zich sterk op het innoveren en verbeteren van enterale voedingssystemen, om zo het leven van de gebruiker aangenamer te maken. Cobra Medical werkt niet alleen intensief samen met specialisten zoals artsen en verpleegkundigen, maar ook met gebruikers. Op deze manier weten wij het assortiment continu te verbeteren en te verdiepen. Cobra Medical streeft ernaar om voor iedereen het ideale product op de markt te brengen.



Voeding is essentieel

niet alleen om ons lichaam gezond te houden, maar ook om ons te laten groeien en om ons te kunnen genezen. Om diverse medische redenen kan het echter moeilijk zijn om voeding binnen te krijgen. Speciaal voor deze groep mensen hebben Cobra Medical en MediLime nieuwe enterale producten ontwikkeld.

De producten

Cobra Medical levert alle producten die nodig zijn om enteraal te kunnen voeden, zoals neusmaagsondes, Tummy Buttons, gastrotubes, verlengslangen en ENFit spuitjes. Daarnaast leveren wij accessoires als dopjes, opzuigrietjes en connectoren.

De Tummy Button van MediLime en alle bijbehorende accessoires voldoen aan de internationale standaard voor voedingskatheters. Deze (nieuwe) producten bevatten - in tegenstelling tot andere producten - alleen lichaamsvriendelijke materialen en zijn vrij van weekmakers.

Verlengslangen

Door een grote diversiteit aan accessoires, is voor elke gebruiker van de Tummy Button een passende oplossing te vinden.

MediLime verlengslangen kunnen worden aangesloten om voeding en/of medicatie via de Tummy Button te geven.

MediLime verlengslangen zijn gemaakt van de hoogste kwaliteit polyurethaan, zijn beschikbaar met (Large) ENFit, Y-ENFit en bolus aansluiting en zijn universeel voor alle buttons.

De MediLime verlengslangen zijn verkrijgbaar in de lengtes 30 cm en 60 cm (12 inch en 24 inch).





“ Ik ben erg enthousiast, de button heeft een prettige grip bij het aansluiten van de verlengslang of het controleren van de ballon.”

Heleen Voogt werkte als gepassioneerd verpleegkundigconsulent op de afdeling Pediatrische Maag-Lever-Darm van het Academisch Centrum (AMC) in Amsterdam.



Accessoires

Cobra Medical beschikt over een groot assortiment (ENFit) accessoires, waaronder spuiten, connectoren, bottle adapters, schoonmaakborstels en klemmetjes.




Connectoren

Net als bij de Tummy Button, heeft de feedback van eind-gebruikers en experts geleid tot de innovatie van onze verlengslangen. Om aan de wensen in verschillende omstandigheden te voldoen biedt Cobra Medical verschillende connectoren aan, zoals:



Inhoudsopgave

- 6 MediLime Tummy Button
- 9 MediLime verlengslangen
- 10 MediLime Stoma Meetkatheter
- 11 MediLime Gastrostomiekatheter
- 12 MediLime Jejunale katheter
- 13 MediLime ENFit Spuiten
- 14 Neusmaagsondes
- 16 Accessoires
- 17 Bottle adapters
- 17 ENFit driewegkraan
- 18 MediLime ENFit opzuigrietjes
- 18 MediLime ENFit opzuignaald
- 19 Afsluitdopjes
- 19 Connectoren
- 19 Klem
- 20 Stoma plugs
- 20 Drainage zakken
- 21 PH strips
- 21 Enterale voedingsverlengslang
- 21 Schoonmaakborstels
- 22 Educatie
- 23 MediLime Cape
- 23 MediLime Pop
- 25 Cobra Medical
- 27 Notities





“
Our ultimate goal
is to provide
the best product
for everyone.”

“
Making
life easier.”



tummy
Button **b**



MediLime Tummy Button

De Tummy Button is een comfortabele oplossing, vanwege het kleine formaat en het feit dat je geen slang hoeft te dragen. We zijn toegewijd om te luisteren naar de eindgebruikers en specialisten en we laten dit zien door onze producten jaar in, jaar uit te innoveren.

De MediLime Tummy Button bestaat uit zuiver siliconen, is latex-, PVC- én DEHP-vrij (vrij van weekmakers), De MediLime Tummy Button heeft één doel, en dat is het leven met een voedingsstelsel aangenaamer en efficiënter te maken.

Onze kenmerken

- De MediLime Tummy Button bestaat uit zuiver siliconen, is latex- én DEHP-vrij (vrij van weekmakers), met als resultaat dat de huid rondom de gastrostoma er gezond uitziet en er minder irritaties of roodheid voor komt
- De MediLime Tummy Button wordt met een invoergeleider geleverd. Dit kan een handig hulpmiddel zijn bij het plaatsen van de Button als er sprake is van littekenweefsel bij de fistelingang of bij de grotere maten van de Tummy Button
- Een appelvormige ballon verbetert de sluiting van het stomakanaal
- De Button is gebruiksvriendelijk gevormd en voelt comfortabel voor de drager
- De MediLime Tummy Button heeft verschillende ballondiameters (per maat 12Fr t/m 24Fr oplopend van 3ml t/m 8ml inhoud) en is in alle lengtes verkrijgbaar (0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 1,7, 2,0, 2,3, 2,5, 2,7, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5 6,0 en 6,5 cm).

Inbegrepen accessoires

De Tummy Button wordt geleverd met de volgende accessoires voor een gemakkelijke plaatsing:

- Invoergeleider
- Spuit 10CC
- Glijmiddel 5 gram
- Gaasje





Artikel

Beschrijving

12 French

- 0320-12-0.8-03
- 0320-12-1.0-03
- 0320-12-1.2-03
- 0320-12-1.5-03
- 0320-12-1.7-03
- 0320-12-2.0-03
- 0320-12-2.3-03
- 0320-12-2.5-03
- 0320-12-2.7-03
- 0320-12-3.0-03
- 0320-12-3.5-03
- 0320-12-4.0-03

3ml ballon

- | | | |
|-----------------------|------|-------|
| MediLime Tummy Button | 12Fr | 0,8cm |
| MediLime Tummy Button | 12Fr | 1,0cm |
| MediLime Tummy Button | 12Fr | 1,2cm |
| MediLime Tummy Button | 12Fr | 1,5cm |
| MediLime Tummy Button | 12Fr | 1,7cm |
| MediLime Tummy Button | 12Fr | 2,0cm |
| MediLime Tummy Button | 12Fr | 2,3cm |
| MediLime Tummy Button | 12Fr | 2,5cm |
| MediLime Tummy Button | 12Fr | 2,7cm |
| MediLime Tummy Button | 12Fr | 3,0cm |
| MediLime Tummy Button | 12Fr | 3,5cm |
| MediLime Tummy Button | 12Fr | 4,0cm |

Artikel

Beschrijving

14 French

- 0320-14-0.8-03
- 0320-14-1.0-03
- 0320-14-1.2-03
- 0320-14-1.5-03
- 0320-14-1.7-03
- 0320-14-2.0-03
- 0320-14-2.3-03
- 0320-14-2.5-03
- 0320-14-2.7-03
- 0320-14-3.0-03
- 0320-14-3.5-03
- 0320-14-4.0-03
- 0320-14-4.5-03
- 0320-14-5.0-03
- 0320-14-5.5-03
- 0320-14-6.0-03
- 0320-14-6.5-03

4ml ballon

- | | | |
|-----------------------|------|-------|
| MediLime Tummy Button | 14Fr | 0,8cm |
| MediLime Tummy Button | 14Fr | 1,0cm |
| MediLime Tummy Button | 14Fr | 1,2cm |
| MediLime Tummy Button | 14Fr | 1,5cm |
| MediLime Tummy Button | 14Fr | 1,7cm |
| MediLime Tummy Button | 14Fr | 2,0cm |
| MediLime Tummy Button | 14Fr | 2,3cm |
| MediLime Tummy Button | 14Fr | 2,5cm |
| MediLime Tummy Button | 14Fr | 2,7cm |
| MediLime Tummy Button | 14Fr | 3,0cm |
| MediLime Tummy Button | 14Fr | 3,5cm |
| MediLime Tummy Button | 14Fr | 4,0cm |
| MediLime Tummy Button | 14Fr | 4,5cm |
| MediLime Tummy Button | 14Fr | 5,0cm |
| MediLime Tummy Button | 14Fr | 5,5cm |
| MediLime Tummy Button | 14Fr | 6,0cm |
| MediLime Tummy Button | 14Fr | 6,5cm |

Artikel

Beschrijving

16 French

- 0320-16-0.8-03
- 0320-16-1.0-03
- 0320-16-1.2-03
- 0320-16-1.5-03
- 0320-16-1.7-03
- 0320-16-2.0-03
- 0320-16-2.3-03
- 0320-16-2.5-03
- 0320-16-2.7-03
- 0320-16-3.0-03
- 0320-16-3.5-03
- 0320-16-4.0-03
- 0320-16-4.5-03
- 0320-16-5.0-03

5ml ballon

- | | | |
|-----------------------|------|-------|
| MediLime Tummy Button | 16Fr | 0,8cm |
| MediLime Tummy Button | 16Fr | 1,0cm |
| MediLime Tummy Button | 16Fr | 1,2cm |
| MediLime Tummy Button | 16Fr | 1,5cm |
| MediLime Tummy Button | 16Fr | 1,7cm |
| MediLime Tummy Button | 16Fr | 2,0cm |
| MediLime Tummy Button | 16Fr | 2,3cm |
| MediLime Tummy Button | 16Fr | 2,5cm |
| MediLime Tummy Button | 16Fr | 2,7cm |
| MediLime Tummy Button | 16Fr | 3,0cm |
| MediLime Tummy Button | 16Fr | 3,5cm |
| MediLime Tummy Button | 16Fr | 4,0cm |
| MediLime Tummy Button | 16Fr | 4,5cm |
| MediLime Tummy Button | 16Fr | 5,0cm |

Artikel

Beschrijving

18 French

- 0320-18-1.0-03
- 0320-18-1.2-03
- 0320-18-1.5-03
- 0320-18-1.7-03
- 0320-18-2.0-03
- 0320-18-2.3-03
- 0320-18-2.5-03
- 0320-18-2.7-03
- 0320-18-3.0-03
- 0320-18-3.5-03
- 0320-18-4.0-03
- 0320-18-4.5-03
- 0320-18-5.0-03
- 0320-18-6.0-03

5ml ballon

- | | | |
|-----------------------|------|-------|
| MediLime Tummy Button | 18Fr | 1,0cm |
| MediLime Tummy Button | 18Fr | 1,2cm |
| MediLime Tummy Button | 18Fr | 1,5cm |
| MediLime Tummy Button | 18Fr | 1,7cm |
| MediLime Tummy Button | 18Fr | 2,0cm |
| MediLime Tummy Button | 18Fr | 2,3cm |
| MediLime Tummy Button | 18Fr | 2,5cm |
| MediLime Tummy Button | 18Fr | 2,7cm |
| MediLime Tummy Button | 18Fr | 3,0cm |
| MediLime Tummy Button | 18Fr | 3,5cm |
| MediLime Tummy Button | 18Fr | 4,0cm |
| MediLime Tummy Button | 18Fr | 4,5cm |
| MediLime Tummy Button | 18Fr | 5,0cm |
| MediLime Tummy Button | 18Fr | 5,5cm |

Nieuw

Artikel

Beschrijving

20 French

- 0320-20-0.8-03
- 0320-20-1.0-03
- 0320-20-1.2-03
- 0320-20-1.5-03
- 0320-20-1.7-03
- 0320-20-2.0-03
- 0320-20-2.3-03
- 0320-20-2.5-03
- 0320-20-2.7-03
- 0320-20-3.0-03
- 0320-20-3.5-03
- 0320-20-4.0-03
- 0320-20-4.5-03
- 0320-20-5.0-03

8ml ballon

- | | | |
|-----------------------|------|-------|
| MediLime Tummy Button | 20Fr | 0,8cm |
| MediLime Tummy Button | 20Fr | 1,0cm |
| MediLime Tummy Button | 20Fr | 1,2cm |
| MediLime Tummy Button | 20Fr | 1,5cm |
| MediLime Tummy Button | 20Fr | 1,7cm |
| MediLime Tummy Button | 20Fr | 2,0cm |
| MediLime Tummy Button | 20Fr | 2,3cm |
| MediLime Tummy Button | 20Fr | 2,5cm |
| MediLime Tummy Button | 20Fr | 2,7cm |
| MediLime Tummy Button | 20Fr | 3,0cm |
| MediLime Tummy Button | 20Fr | 3,5cm |
| MediLime Tummy Button | 20Fr | 4,0cm |
| MediLime Tummy Button | 20Fr | 4,5cm |
| MediLime Tummy Button | 20Fr | 5,0cm |

Artikel

Beschrijving

24 French

- 0320-24-1.5-03
- 0320-24-1.7-03
- 0320-24-2.0-03
- 0320-24-2.3-03
- 0320-24-2.5-03
- 0320-24-2.7-03
- 0320-24-3.0-03
- 0320-24-3.5-03
- 0320-24-4.0-03
- 0320-24-4.5-03
- 0320-24-5.0-03

8ml ballon

- | | | |
|-----------------------|------|-------|
| MediLime Tummy Button | 24Fr | 1,5cm |
| MediLime Tummy Button | 24Fr | 1,7cm |
| MediLime Tummy Button | 24Fr | 2,0cm |
| MediLime Tummy Button | 24Fr | 2,3cm |
| MediLime Tummy Button | 24Fr | 2,5cm |
| MediLime Tummy Button | 24Fr | 2,7cm |
| MediLime Tummy Button | 24Fr | 3,0cm |
| MediLime Tummy Button | 24Fr | 3,5cm |
| MediLime Tummy Button | 24Fr | 4,0cm |
| MediLime Tummy Button | 24Fr | 4,5cm |
| MediLime Tummy Button | 24Fr | 5,0cm |

Nieuw

Productkenmerken

Materiaal	Siliconen
DEHP vrij	JA
Latex vrij	JA
Disposable	JA
Steriel	JA
Sterilisatiemethodiek	EO
Zichtbaarheid	RX
Verpakking	Doosje met blister
Type barcode	GS1
Eenheid	Stuk

MediLime verlengslangen



Cobra Medical levert de MediLime verlengslangen die gebruikt worden bij het toedienen van enterale voeding en/of medicatie via de button.

De MediLime verlengslangen zijn universeel te gebruiken voor alle buttons en zijn verkrijgbaar met (Large) ENFit, Y-ENFit en bolus aansluiting. De verlengslangen zijn gemaakt van de hoogste kwaliteit polyurethaan, zijn latex vrij en bevatten geen weekmakers. De verlengslangen zijn verkrijgbaar in de lengtes 30 cm en 60 cm (12 inch en 24 inch).

- High flow Button connector (ideaal voor gebruik met een voedingspomp)
- Verbeterd materiaal dat sterke medicatie beter weerstaat
- De verlengslangen van MediLime zijn herkenbaar aan hun paarse connectoren
- Perfect toepasbaar op alle buttons
- Meer grip voor een gemakkelijke aansluiting


Artikel	Beschrijving		Eenheid	
0328-12	MediLime verlengslang	1. ENFit	30 cm met haakse aansluiting	10 stuks
0328-24	MediLime verlengslang	1. ENFit	60 cm met haakse aansluiting	10 stuks
0329-12	MediLime verlengslang	2. Y-ENFit	30 cm met haakse aansluiting	10 stuks
0329-24	MediLime verlengslang	2. Y-ENFit	60 cm met haakse aansluiting	10 stuks
0324-12	MediLime verlengslang	3. Large ENFit	30 cm met rechte aansluiting	10 stuks
0324-24	MediLime verlengslang	3. Large ENFit	60 cm met rechte aansluiting	10 stuks
0323-12	MediLime verlengslang	4. Bolus	30 cm met rechte aansluiting	10 stuks
0323-24	MediLime verlengslang	4. Bolus	60 cm met rechte aansluiting	10 stuks

Connectoren

Net als bij de Tummy Button zorgt feedback van eindgebruikers en experts voor een continue verbetering van onze verlengslangen. Om aan de wensen in verschillende omstandigheden te voldoen, biedt Cobra Medical vier verschillende connectoren aan.

Draaibare connector

MediLime verlengslangen zijn uitgerust met een draaibare connector. De connector draait gescheiden van de slang, waardoor het gemakkelijker aangesloten en losgekoppeld kan worden. MediLime blijft haar assortiment steeds verder uitbreiden. De Large ENFit verlengslang is specifiek ontworpen voor het toedienen van blended diet. Ook is deze verlengslang geschikt voor het ontluichten van de maag.



Productkenmerken

Materiaal	Polyurethaan
PHT en BPA vrij	JA
Latex vrij	JA
Disposable	JA
Steriel	NEE
Verpakking	Afzonderlijk in plastic verpakt, 10 stuks per doos
Type barcode	GS1
Eenheid	10 stuks



MediLime Stoma Meet- katheter

De MediLime Tummy Stoma Meetkatheter wordt gebruikt om tot een juiste maatvoering van de MediLime Tummy Button te komen. Het stomakanaal wordt met een meetkatheter opgemeten.

Het gebruik van de meetkatheter zorgt voor een nauwkeurige Tummy Button plaatsing. Wij adviseren om de meetkatheter te gebruiken voor elke (nieuwe) plaatsing van een button, voor de perfecte pasvorm.

Artikel	Beschrijving	Eenheid
0325-00	MediLime Stoma Meetkatheter	incl. spuit 2 stuks



Productkenmerken

Materiaal	Siliconen
PHT en BPA vrij	JA
Latex vrij	JA
Disposable	JA
Steriel	JA
Verpakking	Per stuk in een blister
Type barcode	GS1
Eenheid	Twee stuks

MediLime Gastro- stomie- katheter

De MediLime Gastrostomiekatheter met ENFit aansluiting is gemaakt om enterale voeding en medicatie toe te dienen. De Gastrostomiekatheter is gemaakt van zuiver siliconen en is hierdoor huidvriendelijk en soepel. De maat van de sonde en/of de balloncapaciteit staan duidelijk vermeld op de schacht. De MediLime G-tube is geschikt voor de 'one step gastrostomy' procedure.



Artikel	Beschrijving				Eenheid
0503-12	MediLime Gastrostomiekatheter	1-weg	met ENFit adapter	12Fr	2 stuks
0503-14	MediLime Gastrostomiekatheter	1-weg	met ENFit adapter	14Fr	2 stuks
0503-16	MediLime Gastrostomiekatheter	1-weg	met ENFit adapter	16Fr	2 stuks
0503-18	MediLime Gastrostomiekatheter	1-weg	met ENFit adapter	18Fr	2 stuks
0503-20	MediLime Gastrostomiekatheter	1-weg	met ENFit adapter	20Fr	2 stuks
0503-22	MediLime Gastrostomiekatheter	1-weg	met ENFit adapter	22Fr	2 stuks
0503-24	MediLime Gastrostomiekatheter	1-weg	met ENFit adapter	24Fr	2 stuks



Productkenmerken

Materiaal	Siliconen
PHT en BPA vrij	JA
Latex vrij	JA
Disposable	JA
Steriel	JA
Verpakking	Per stuk in een blister
Type barcode	GS1
Eenheid	Twee stuks

MediLime Jejunale katheter

De MediLime Jejunale katheter is een hulpmiddel van zuiver siliconen voor het toedienen van enterale voeding in het distale duodenum of jejunum. Het hulpmiddel omvat een enkellumensonde, een huidplaatje met ontluuchting en een fixatieballon.



Artikel	Beschrijving	Eenheid			
103080031280AQ	MediLime Jejunale katheter	1-weg	12Fr	5ml	2 stuks
103080031480AQ	MediLime Jejunale katheter	1-weg	14Fr	5ml	2 stuks
103080031680AQ	MediLime Jejunale katheter	1-weg	16Fr	10ml	2 stuks

“

Onze productontwikkelaars ontwikkelen nieuwe producten samen met specialisten en eindgebruikers.”

Productkenmerken

Materiaal	Siliconen
PHT en BPA vrij	JA
Latex vrij	JA
Disposable	JA
Steriel	JA
Verpakking	Per stuk in een blister
Type barcode	GS1
Eenheid	Twee stuks

MediLime ENFit spuiten

Cobra Medical beschikt over een compleet assortiment aan voedingsspuiten met een ENFit connector. Deze spuiten zijn eenvoudig aan te sluiten op andere ENFit producten. Het is aan te raden om voor een juiste dosering gebruik te maken van MediLime bottle adapters.

Artikel	Beschrijving	Eenheid
0909-010	MediLime ENFit spuit 1ml, lage dosering, met vleugels	100 stuks
0909-030	MediLime ENFit spuit 3ml, lage dosering, met vleugel	100 stuks
0909-050	MediLime ENFit spuit 5ml, lage dosering	100 stuks
0909-10	MediLime ENFit spuit 10ml	100 stuks
0909-20	MediLime ENFit spuit 20ml	50 stuks
0909-60	MediLime ENFit spuit 60ml	30 stuks



Productkenmerken

Aansluiting	ENFit
DEHP vrij	JA
Latex vrij	JA
Disposable	JA
Steriel	JA
Verpakking	Per stuk in een blister
Eenheid	Verschilt per maat

Neusmaagsondes


Cobra Medical levert drie soorten neusmaagsondes in verschillende maten, met en zonder voerdraden, voor zowel volwassenen als kinderen.

1. Nutricare polyurethaan neusmaag (jejunum) sonde

De steriele neusmaag (jejunum)sondes zijn volledig radiopaque door de witte kleur. De sonde heeft een male ENFit connector (ISO 80369-3) met een paarse afsluitdop voor de neusmaagsondes en met een blauwe afsluitdop voor de jejunale sondes. De sondes beschikken over een gesloten tip aan het distale uiteinde.



Unieke Visi-Tip
Volledig radiopaque



- In verschillende maten (6Fr t/m 16Fr) en lengtes (50cm t/m 120cm)
- Duidelijke cm verdeling
- Voerdraad
- Inclusief fixatie pleister
- ENFit connector
- 2 niet tegenover elkaar liggende uitgangen
- Aantal sondes verkrijgbaar met 4 uitgangen zonder voerdraad
- Gesloten tip
- 2 neus-jejunumsondes van 8Fr of 10Fr
- Gebruiksduur tot 90 dagen

Productkenmerken

Materiaal	Polyurethaan
DEHP en BPA vrij	JA
Latex vrij	JA
Steriel	JA
Verpakking	Per stuk in een blister
Eenheid	Vijf stuks




2. Nutricare polyurethaan neusmaagsondes voor kinderen

Steriele neusmaagsonde gemaakt van polyurethaan met een strip die radiopaque is. De neusmaagsonde heeft een male ENFit connector (ISO 80369-3).

- In verschillende maten (4Fr t/m 10Fr) en lengtes (50cm t/m 125cm)
- Duidelijke cm verdeling
- Inclusief fixatie pleister
- ENFit connector
- 2 niet tegenover elkaar liggende uitgangen
- Gebruiksduur tot 90 dagen

Productkenmerken

Materiaal	Polyurethaan
DEHP en BPA vrij	JA
Latex vrij	JA
Steriel	JA
Verpakking	Per stuk in een blister
Eenheid	25 stuks



3. Nutricare Flo neusmaagsondes


Nutricare Flo is een voedingssonde van polyurethaan met een open distale tip. Deze sonde beschikt over een male ENFit connector (ISO 80369-3)

- In verschillende maten (4Fr t/m 12Fr) en lengtes (40cm t/m 125cm)
- Radiopaque strip
- Duidelijke cm verdeling
- Inclusief fixatiepleister
- Male ENFit connector
- 2 niet tegenover elkaar liggende uitgangen
- Gebruiksduur tot 30 dagen

- **Het open einde voorkomt opeenhoping van voeding in de tip**
- **Minder kans op bacteriële kolonisatie**

Productkenmerken

Materiaal	Polyurethaan
DEHP en BPA vrij	JA
Latex vrij	JA
Steriel	JA
Verpakking	Per stuk in een blister
Eenheid	25 stuks





Accessoires








Cobra Medical levert een groot aantal (ENFit) accessoires ten behoeve van het toedienen van enterale voeding en medicatie via de voedingssonde. Het assortiment bestaat onder andere uit bottle adapters, connectoren, afsluitdopjes, opzuigrietjes en klemmetjes.

Cobra Medical is continu bezig met het optimaliseren van haar assortiment en streeft ernaar om voor iedereen het ideale product op de markt te brengen.

Bottle adapters

Om medicatie op te zuigen, wordt gebruik gemaakt van een bottle adapter. Dit is een dop die in de medicatiefles wordt geplaatst, waardoor met behulp van een ENFit spuit de medicatie eruit gezogen kan worden.

De MediLime bottle adapters zijn beschikbaar in verschillende diameters voor de verschillende maten medicatieflessen.

Artikel	Beschrijving	Eenheid
 BAISO-05	MediLime ENFit bottle adapter 0 met afsluitbare tip ø 8mm - 10mm	100 stuks
 BAISO1	MediLime ENFit bottle adapter 1 ø 12mm - 15mm	100 stuks
 BAISO2	MediLime ENFit bottle adapter 2 ø 14mm - 16.5mm	100 stuks
 BAISO3	MediLime ENFit bottle adapter 3 ø 17mm - 20.5mm	100 stuks
 BAISO35	MediLime ENFit bottle adapter 3.5 ø 19mm - 23mm	100 stuks
 BAISO4	MediLime ENFit bottle adapter 4 ø 24mm - 26mm	100 stuks
 SBAISO	MediLime ENFit Stepped bottle adapter, ø 10mm - 26.5mm	30 stuks

MediLime ENFit driewegkraan

Met de MediLime ENFit driewegkraan kunnen drie ENFit producten tegelijkertijd met elkaar worden gekoppeld. Gemaakt van tritaan, waardoor deze beter bestand is tegen agressieve medicatie.

Artikel	Beschrijving	Eenheid
0800-20	MediLime ENFit driewegkraan	20 stuks



ENFit opzuigrietjes



De MediLime ENFit opzuigrietjes zijn bedoeld om medicatie op te zuigen met behulp van een ENFit spuit.

- Geschikt voor elke maat ampul
- De rietjes zijn 8FR en hebben een buitendiameter van 2.7mm en een binnendiameter van 1.7mm
- Alle rietjes beschikken over een (male) ENFit connector
- Verkrijgbaar in drie lengtes: 50mm, 100mm en 150mm
- DEHP- en latex vrij
- Ergonomische ribbels voor het gemakkelijk aan- en afkoppelen

Artikel	Beschrijving	Eenheid
MSISO-50P	MediLime ENFit opzuigrietje 50mm	30 stuks
MSISO-100P	MediLime ENFit opzuigrietje 100mm	30 stuks
MSISO-150P	MediLime ENFit opzuigrietje 150mm	30 stuks

ENFit opzuignaald



De MediLime ENFit opzuignaald past op alle ENFit spuiten en kan gebruikt worden voor het opzuigen van medicatie uit bijvoorbeeld ampullen.

- Een 18 Gauge roestvrijstalen naald met een schuine punt om eenvoudig het rubberen membraan van een injectieflacon aan te prikken
- De buitendiameter van de naald is 1.27mm en de binnendiameter is 0.84mm
- Verkrijgbaar in twee lengtes: 38mm en 50mm
- Geassembleerd met een beschermende huls
- 5µm filter voor het vullen vanuit glazen ampullen
- Ergonomische ribbels voor het gemakkelijk aan- en afkoppelen

Artikel	Beschrijving	Eenheid
FNISO-38	MediLime ENFit opzuignaald 18G x 38mm	30 stuks
FNISO-50	MediLime ENFit opzuignaald 18G x 50mm	30 stuks



MediLime Afsluit dopjes



Cobra Medical levert verschillende afsluitdopjes, voor zowel ENFit spuiten als verlengslangen.

Artikel	Beschrijving	Eenheid
 0910-01	MediLime afsluitdop Steriel, afzonderlijk verpakt	100 stuks
 0910-10	MediLime afsluitdop Steriel, per 10 stuks verpakt	100 stuks

Connectoren

Cobra Medical beschikt over een divers aantal connectoren.


Met een connector kunnen producten met verschillende aansluitingen (ENFit/luer lock/bolus) aan elkaar gekoppeld worden.

Artikel	Beschrijving	Eenheid
 C00539	MediLime ENFit male naar bolus connector	5 stuks
 F00106-30	MediLime ENFit female naar bolus connector	30 stuks

Klem

De MediLime klem is bedoeld voor het tijdelijk afsluiten van PEG-, gastrostomiekatheters en verlengslangen.

De klem kan eenvoudig geplaatst worden dankzij de zijopening en is geschikt voor sondes t/m 20Fr.

Artikel	Beschrijving	Eenheid
 13020	MediLime klem voor sondes t/m 20Fr	10 stuks



Stoma plugs

Cobra Medical levert de MediLime Stoma plug sets. Deze zijn ontworpen voor gebruik tijdens noodgevallen om te voorkomen dat stoma's sluiten wanneer een gastrostomiekatheter of button eruit is gevallen.

Artikel	Beschrijving	Eenheid
ENP-S	MediLime Stoma plug	1 stuk
ENP-L	MediLime Stoma plug	1 stuk
ENP-XL	MediLime Stoma plug	1 stuk



Drainage zakken

MediLime drainage zakken met ENFit aansluiting zijn geschikt voor het hevelen op de maag. De zakken zijn gemaakt van zacht en soepel materiaal en verkrijgbaar in diverse maten.

Artikel	Beschrijving	Eenheid
DBISO-50	MediLime drainage zakken	20 stuks
DBISO-250	MediLime drainage zakken	20 stuks
DBISO-500	MediLime drainage zakken	20 stuks
DBISO-1000	MediLime drainage zakken	20 stuks


MediLime PH strips



De MediLime PH test strips worden gebruikt om de zuurgraad te meten van het vrijgekomen vocht bij het plaatsen van een button of neusmaagsonde.

Artikel	Beschrijving	Eenheid
ENTPH	MediLime PH test strips (pH 2-9)	100 stuks

Enterale voedingsverlengslang



De MediLime enterale voedingsverlengslang wordt voornamelijk gebruikt om de afstand tussen de voedingssonde en de voedingspomp te verlengen. De MediLime enterale voedingsverlengslang is uitgerust met een male en female ENFit connector.

Artikel	Beschrijving	Eenheid	
ESCF.150.ISOSAF	MediLime enterale voedingsverlengslang	150cm	25 stuks
ESCF.75.ISOSAF	MediLime enterale voedingsverlengslang	75cm	25 stuks

Schoonmaakborstels

Cobra Medical heeft een reusable en disposable ENFit borsteltje in haar assortiment. De MediLime borsteltjes maken de ENFit connector schoon van voedingsresten en medicatie.

De EnClean schoonmaakborstel is eenvoudig in gebruik en ontworpen om 30 dagen mee te gaan. Door gebruik te maken van de MediLime EnClean schoonmaakborstel of de MediLime disposable borsteltjes blijft de ENFit connector schoon en kan er hygiënischer worden gevoed.

Artikel	Beschrijving	Eenheid
---------	--------------	---------



0901-03

MediLime EnClean schoonmaakborstel

3 stuks



ECB-NS

MediLime disposable schoonmaakborstel

50 stuks

Educatie



Scholing

Ben je geïnteresseerd in het leren over het gebruik van enterale voedingsproducten? Cobra Medical biedt diverse trainingen aan om je te helpen enterale voedingsproducten optimaal te gebruiken.

Cobra Medical organiseert regelmatig trainingen om kennis te vergroten en vaardigheden te verbeteren. Door deel te nemen aan deze trainingen kun je niet alleen meer leren over de MediLime producten, maar uiteindelijk ook de zorg voor eindgebruikers verbeteren.

Deze trainingen worden geleid door ervaren professionals die veel weten over enterale voedingsproducten en hoe ze worden gebruikt. Of je nu net begint of al ervaring hebt, de trainingen bieden waardevolle tips en praktische vaardigheden die je direct kunt toepassen.

Cobra Medical biedt diverse scholingsmogelijkheden, waaronder regioavonden, teamtrainingen en trainingen op maat. Regioavonden zijn informele bijeenkomsten waar kennis wordt gedeeld en ervaringen worden uitwisselen over enterale voedingsproducten. Teamtrainingen en trainingen op maat zijn gericht op het optimaliseren van het gebruik van de enterale voedingsproducten binnen specifieke teams of organisaties.

Neem contact op met Cobra Medical voor meer informatie over de trainingen.

E-mail: info@cobramedical.com
Telefoon: 050 528 04 98



MediLime Cape

Ieder kind dat een Tummy Button draagt, wordt beschouwd als een held. Daarom hebben we speciaal voor onze 'helden' de MediLime cape ontworpen. Geïnteresseerd in een cape? Neem voor meer informatie contact op met Cobra Medical.

Artikel	Beschrijving	Eenheid
Hero Cape	MediLime hero cape	1 stuk

MediLime Pop

MediLime biedt verschillende poppen aan die worden ingezet voor educatieve doeleinden. Deze poppen zijn bedoeld om gebruikers, waaronder artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, ouders, kinderen en thuiszorg, te instrueren over de correcte plaatsing en het gebruik van de MediLime Tummy Button, verlengslangen en aanverwante producten.



Artikel	Beschrijving	Eenheid
0600-01	MediLime Pop Bobby	1 stuk
0600-02	MediLime Pop Charly	1 stuk
0600-03	MediLime Pop Nicky	1 stuk



Geïnteresseerd in scholing of een van onze producten? Neem contact op via info@cobramedical.com / 050 528 04 98.

Cobra Medical trotse distributeur van MediLime

Met trots vieren we bij Cobra Medical ons 25-jarig jubileum. Gedurende deze periode hebben we ons gevestigd als een betrouwbare leverancier van medische hulpmiddelen en apparatuur aan ziekenhuizen, facilitaire bedrijven, instellingen en apothekers in Nederland, België en Luxemburg. Als specialist in patiëntvriendelijke oplossingen streven we ernaar om het belang van de patiënt altijd voorop te stellen.

Als een familiebedrijf dat diepgeworteld is in de Nederlandse gezondheidszorg, zijn we bij Cobra Medical toegewijd aan het bieden van hoogwaardige producten en persoonlijk advies. Ons team van experts staat klaar om u te adviseren en te begeleiden bij het gebruik van onze apparatuur en bijbehorende hulpmiddelen. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar vernieuwende producten die de zorg verbeteren en werken we nauw samen met specialisten, verpleegkundigen en eindgebruikers om onze producten voortdurend te optimaliseren en uit te breiden.

MediLime® staat voor innovatie en toewijding aan enteraal voeden. Met een focus op het verbeteren van het leven van de eindgebruikers, bieden wij een uitgebreid assortiment aan hoogwaardige producten die essentieel zijn voor enteraal voeden. Onze producten, zoals de Tummy Button, gastrotubes, meetkatheters, ENFit-sputen en verlengslangen, voldoen aan de hoogste wereldwijde normen voor voedingskatheters en bevatten alleen materialen die vriendelijk zijn voor de huid en vrij zijn van weekmakers. Cobra Medical en MediLime zijn ISO 9001, ISO 13485 en ISO 14001 gecertificeerd.

Als partners delen Cobra Medical en MediLime® een gemeenschappelijke toewijding aan innovatie en het verbeteren van de levenskwaliteit van de eindgebruikers. Onze samenwerking combineert de expertise van Cobra Medical in het leveren van hoogwaardige medische oplossingen met de gespecialiseerde producten van MediLime® op het gebied van enteraal voeden. Samen streven we naar het bieden van complete, patiëntgerichte zorgpakketten die voldoen aan de hoogste normen van kwaliteit en betrouwbaarheid. We kijken ernaar uit om onze samenwerking verder te versterken en te blijven innoveren voor een gezondere toekomst.



Medilime®

“

Quality of life
for all people.”



Assortiment

Cobra Medical biedt een compleet assortiment Tummy Buttons, verlengslangen, spuiten en connectoren. Cobra Medical is continu bezig het assortiment te optimaliseren en uit te breiden.


Volg Cobra Medical en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. www.cobramedical.com




Notities



Medilime®



 Stavangerweg 21-14
 9723 JC Groningen
 Nederland

 +31 (0)50 528 04 98
 info@cobramedical.com
 www.cobramedical.com