

Meest voorkomende problemen en de oplossingen

Door Marco Kropman




Medilime®

Problemen en oplossingen



SKIN ANATOMY




Lekkage langs de button

- Probleem is de lengte, andere diameter is geen oplossing
- Extern Plaatje G-tube of PEG strakker zetten
- Soms erg complex doordat er meerdere oorzaken tegelijkertijd kunnen zijn



Huidproblemen

- Teveel druk op de huid
- Lekkage
- Allergie
- Veel verschillende verbandmaterialen
- Maatvoering



Lengte van de button

- Gewichtsverandering
- Verandering in anatomie (operatie, scoliose)
- Meetkatheter
- Appelvormige ballon



Problemen rondom medicatie

- Kan het materiaal beschadigen
- Kan verstoppingen veroorzaken



Vragen extension sets

- Gebruiken de verkeerde set
- Men gebruikt het op de verkeerde manier
- Pompvoeding, bolus voeding, blended feeding



Blended feeding

- Welke ch gebruiken wordt er gebruikt?
- Welke extensionset wordt er gebruikt?
- Blender



ENFit vragen

- Verkeerde connectie (koppelstukjes)
- Zit vast door voeding/medicatie



Medilime®

PEG quiz – Scan de QR code



Wat medewerker kind
du **vanboeijen** partner
of collega familie klant