

Amphia congres nov 2025
Marco Kropman
COBRA Medical





COBRA MEDICAL

25 JAAR

Medilime®

Visie





Wij proberen al meer dan 25 jaar mee te denken en te kijken door de bril van de gebruiker. Zo proberen we snel aan te sluiten bij de behoeftes en wensen van de gebruikers.

Onder gebruikers verstaan we de patiënten maar ook de verpleegkundigen en artsen. Belangrijkste daarbij is om goed te luisteren. Op deze manier proberen wij het leven van de gebruiker aangenamer te maken.

Neus-maagsonde



PEG



G-tubes





MEDILIME TUMMY BUTTON








Apple

vs

Pear






0320-14-2.0 with 3 mL

0320-14-2.0 with 5 mL

0320-14-2.0 with 4 mL

Medilime meetkatheter

0325-00 per 2 stuks



Meten in liggende en
zittende positie

Medilime verlengslangen





0328



0329



0324



0323






High flow

ENFit

- Standaard aansluiting in oa België en Nederland
- Alle producten Medilime ENFit compatable zonder koppelstukjes
- Schoonmaakborstels voor ENFit



Problemen en oplossingen




Product of *Medilime*




Lekkage langs de button

- Probleem is de lengte, andere diameter is geen oplossing
- Extern plaatje g- tube of PEG strakker zetten
- Soms erg complex doordat er meerdere oorzaken tegelijkertijd kunnen zijn.



huidproblemen

- Te veel druk op de huid.
- Lekkage
- Allergie
- Heel veel verschillende verbandmaterialen
- Maatvoering




Lengte van de button

- Gewichtsverandering
- Verandering in anatomie (operatie, scoliose)
- Meetkatheter
- Appelvormige ballon



Problemen rondom medicatie

- * Kan het materiaal beschadigen
- * Kan verstopping veroorzaken



Vragen extension sets

- * Gebruiken de verkeerde set
- * Men gebruikt het op de verkeerde manier
- * Pompvoeding, bolus voeding, blende feeding



Blended feeding

- Welke ch gebruiken ze
- Welke extensionset gebruiken ze
- Blender



ENFit vragen

- *verkeerde connectie (koppelstukjes)
- * Zit vast door voeding/medicatie

Dank!

